

Stand 09.12.2022

Stand 09.12.2022

Untersuchungen im Bereich:

Medizinische Laboratoriumsdiagnostik

Untersuchungsgebiete:

Klinische Chemie
Immunologie
Humangenetik (Molekulare Humangenetik)
Mikrobiologie
Virologie
Transfusionsmedizin

Standort Göttingen

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Aggregometrie**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Thrombozytenfunktionstest	Citratblut	Aggregation nach Born	SA-05231 Thrombozytenaggregation, Version 2	Apact 4s von Greiner		x

Untersuchungsart:

Chromatographie (Gaschromatographie-Massenspektrometrie (GC-MS))**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Homovanillinsäure	Serum, EDTA-Heparin-Plasma, Urin	GC-MS	SA-06923 Vanillinmandelsäure und Homovanillinsäure im Serum / Plasma, Version 2, SA-04996 Vanillinmandelsäure, Homovanillinsäure, Hydroxyindolylessigsäure im Urin, Version 2	TRACE GC ISQ		x
Vanillinmandelsäure	Serum, EDTA-Heparin-Plasma, Urin	GC-MS	SA-06923 Vanillinmandelsäure und Homovanillinsäure im Serum / Plasma, Version 2, SA-04996 Vanillinmandelsäure, Homovanillinsäure, Hydroxyindolylessigsäure im Urin, Version 3	TRACE GC ISQ		x
5-Hydroxyindoleessigsäure	Urin	GC-MS	SA-04996 Vanillinmandelsäure, Homovanillinsäure und 5-Hydroxyindoleessigsäure im Urin, Version 2	TRACE GC ISQ		x
VLCFA	Serum, EDTA-Heparin-Plasma	GC-MS	SA-04956 Sehr langkettige Fettsäuren, Phytansäure und Pristansäure im Serum oder Plasma, Version 1	TRACE GC ISQ		x
Phytansäure	Serum, EDTA-Heparin-Plasma	GC-MS	SA-04956 Sehr langkettige Fettsäuren, Phytansäure und Pristansäure im Serum oder Plasma, Version 1	TRACE GC ISQ		x
Pristansäure	Serum, EDTA-Heparin-Plasma	GC-MS	SA-04956 Sehr langkettige Fettsäuren, Phytansäure und Pristansäure im Serum oder Plasma, Version 1	TRACE GC ISQ		x
Plasmalogene	Erythrozyten	GC-MS	SA-05232 Plasmalogene in Erythrozyten, Version 1	TRACE GC ISQ		x

05.07.2022

Untersuchungsart:

Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
5-Hydroxyindoleessigsäure	Urin	HPLC-FL	SA-04937 5-Hydroxyindoleessigsäure im Urin, Version 2	Merck Hitachi		x
Adrenalin	Urin	HPLC-FL	SA-04950 Katecholamine, Version 2	Merck Hitachi		x
ß-Carotin	Serum, Heparin- Plasma, EDTA Plasma	HPLC-VIS	SA-04924 Beta-Carotin, Version 2	Merck Hitachi		x
Dopamin	Urin	HPLC-FL	SA-04950 Katecholamine, Version 2	Merck Hitachi		x
HbA1c	EDTA-Blut, NaF-Blut, Glucose-ExaktBlut, Terumo-Blut	HPLC-VIS	4SA-02680 Bestimmung von HbA1c, Version 9	Merck Hitachi	X	
Homovanillinsäure	Urin	HPLC-FL	SA-04977 Bestimmung von Homovanillinsäure und 5-Hydroxyindolylessigsäure im Urin, Version 3	Merck Hitachi		x
Noradrenalin	Urin	HPLC-FL	SA-4950 Katecholamine, Version 2	Merck Hitachi		x
Porphyrine (Uro, Kopro, Hepta, Hexa, Penta)	Urin	HPLC-FL	SA-04935 Porphyrine, Version 2	Merck Hitachi		x
Serotonin	Serum	HPLC-FL	SA-04463 Serotonin, Version 2	Merck Hitachi		x

Vanillinmandelsäure	Urin	HPLC-FL	SA-04941 Vanillin-Mandelsäure, Version 2	Merck Hitachi		x
Vitamin A	Serum, EDTA-Heparin-Plasma	HPLC-FL	SA-03923 Vitamin A und Vitamin E, Version 2	Merck Hitachi		x
Vitamin B1	EDTA-Blut	HPLC-FL	SA-04850 Bestimmung von Vitamin B1 im Vollblut und B6 im Vollblut und Plasma, Version 2	Merck Hitachi		x
Vitamin B2	EDTA-Blut	HPLC-FL	SA-04839 Vitamin B2 im Vollblut, Version 3	Merck Hitachi		x
Vitamin B6	EDTA-Plasma, EDTA-Blut	HPLC-FL	SA-04850 Bestimmung von Vitamin B1 im Vollblut und B6 im Vollblut und Plasma, Version 2	Merck Hitachi		x
Vitamin C	Serum, Heparin-Plasma	HPLC-UV	SA-03540 Vitamin C Serum, Version 1	Merck Hitachi		x
Vitamin E	Serum, EDTA-Heparin-Plasma	HPLC-FL	SA-03923 Vitamin A und Vitamin E, Version 2	Merck Hitachi		x

Untersuchungsart:

Chromatographie (Flüssigkeitschromatographie-Massenspektrometrie (LC-MS/MS))**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
1,25-Dihydroxyvitamin D2/D3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-04974 1,25 Dihydroxyvitamin D2/D3 in Serum oder Plasma, Version 3	API 6500		x
10-Hydroxycarbazepin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API 5500		x
11-Desoxycortisol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03563 Desoxycortisol, Version 3	API-5500		x
17-OH Progesteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03505 Androstendion 17-Hydroxyprogesteron Testosteron, Version 5	API-5500		x
Amiodaron/Desethylamiodaron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03489 Amiodaron, Version 5	API-5500		x
Amisulprid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x
Amitriptylin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x
Androstendion	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03505 Androstendion 17-Hydroxyprogesteron Testosteron, Version 5	API-5500		x
Aripiprazol/Dehydroaripiprazol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x
Atomoxetin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Benzodiazepine	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Bromazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Bupropion	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Hydroxy-Bupropion	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Erythro-Dihydrobupropion	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Threo-Dihydrobupropion	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
N-Desmethylocariprazin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-05353 Cariprazin und Metabolite, Version 1	API-5500		x
Erbamazeprin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x
Carnitin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-04492 Carnitin im Serum, Version 2	API-5500		x
Carnitin	Sperma	LC-MS/MS	SA-03593 Carnitin im Sperma, Version 5	API-5500		x
Chlordiazepoxid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		
Chlorprothixen	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		
Ciclosporin A	EDTA-Blut	LC-MS/MS	SA-03647 Cyclosporin Tacrolimus Sirolimus Everolimus, Version 5	API-5500		x
Citalopram/DM-Citalopram	Serum, EDTA-Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva-Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Ellobazam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Clomipramin /DM-Clomipramin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x
Clonazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Clozapin / DM-Clozapin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x
Coenzym Q10	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-04108 Coenzym Q10, Version 4	API-5500		x
Coffein	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x
Corticosteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03563 Desoxycortisol, Version 3	API-5500		x
Cortisol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03627 Cortisol im Serum, Version 3	API-5500		x

25.05.2021

05.07.2022

20.05.2021

Cortisol	Urin	LC-MS/MS	SA-03640 Cortisol im Urin, Version 5	API-5500		x
Cortisol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03627 Cortisol im Serum, Version 3	API-5500		x
Desalkylflurazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Dehydroepiandrosteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-04963 Dehydroepiandrosteron, Version 3	API-5500		x
DHEA-S	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-04527 Dehydroepiandrosteronsulfat negative Ionisation, Version 3	API-5500		x
Desipramin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x
Diazepam / DM-Diazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Dihydrotestosteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03580 Dihydrotestosteron, Version 4	API-5500		x
Doxepin / Nordoxepin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x
Duloxetine	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
EDDP / Methadon	Urin	LC-MS/MS	SA-05688 Methadon und Metabolite im Urin, Version 2	API-5500		x
Ethosuximid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x
Ethylglucuronid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03648 Ethylglucuronid, Version 4	API-5500		x
Ethylglucuronid	Urin	LC-MS/MS	SA-03648 Ethylglucuronid, Version 4	API-5500		x
Escitalopram	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Everolimus	EDTA-Blut	LC-MS/MS	SA-03647 Cyclosporin Tacrolimus Sirolimus Everolimus, Version 5	API-5500		x
Felbamate	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x
Flecainid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	3SA-03577 Flecainid, Version 5	API-5500		x
Flunitrazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Fluoxetin / DM-Fluoxetin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Flupentixol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x
Fluphenazin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x
Fluvoxamin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Gabapentin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x
Haloperidol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x
Imipramin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x
Lacosamid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x
Lamotrigin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x
Levetiracetam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x
Levomepromazin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x
Lorazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Maprotilin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x
Medazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Melperon	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x
Methylphenidat/Ritalinsäure	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Midazolam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Mirtazapin/DM-Mirtazapin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x
Moclobemid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x
Mycophenolsäure	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03561 Mycophenolsäure, Version 3	API-5500		x

20.05.2021

20.05.2021

05.07.2022

20.05.2021

Nicotinamid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-04312 Nicotinamid, Version 4	API-5500		x	
Nitrazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x	
Nortriptylin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x	
Olanzapin/DM-Olanzapin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	
Opipramol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x	
Oxazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x	
Oxcarbazepin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x	
Paracetamol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x	20.05.2021
Paroxetin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x	
PEMA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x	20.05.2021
Phenobarbital	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x	
Phenytoin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x	20.05.2021
Pipamperon	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	
Perazin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Pregabalin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x	
Primidon	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x	
Quetiapin/ Nor-Quetiapin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	
Retigabin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 4	API-5500		x	20.05.2021
Risperidon-/9-Hydroxyrisperidon	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	
Rufinamid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x	
Salicylsäure	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x	
Sertralin / DM - Sertralin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x	
Sertindol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	
Sirolimus	EDTA-Blut	LC-MS/MS	SA-03647 Cyclosporin Tacrolimus Sirolimus Everolimus, Version 5	API-5500		x	
Stiripentol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 4	API-5500		x	20.05.2021
Sultiam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x	
Tacrolimus	EDTA-Blut	LC-MS/MS	SA-03647 Cyclosporin Tacrolimus Sirolimus Everolimus, Version 5	API-5500		x	
Temazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x	
Testosteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03505 Androstendion 17-Hydroxyprogesteron Testosteron, Version 3	API-5500		x	
Tetrazepam	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03637 Benzodiazepine im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x	20.05.2021
Theophyllin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03643 Antiepileptika II, Version 6	API-5500		x	20.05.2021
Tiagabin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x	
Tianeptin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 6	API-5500		x	20.05.2021
Topiramat	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x	
Trazodon	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x	
Tricyclische Antidepressiva Screening	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x	
Trimipramin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03474 Tricyclische Antidepressiva - Screening, Version 3	API-5500		x	
Venlafaxin / DM- Venlafaxin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03628 Antidepressiva - Bestimmung im Serum oder Plasma, Version 8	API-5500		x	
Vitamin K1	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-04482 Vitamin K1, Version 4	API-5500/6500		x	25.03.2021

Vitamin K2 (MK-4)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-05101 Vitamin K2, Version 4	API-5500/6500		x	25.03.2021
Vitamin K2 (MK-7)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-05101 Vitamin K2, Version 4	API-5500/6500		x	25.03.2021
Ziprasidon	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	
Zotepin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	
Zonisamid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03644 Antiepileptika, Version 6	API-5500		x	
Zuclopenthixol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LC-MS/MS	SA-03634 Antipsychotika Neuroleptika, Version 4	API-5500		x	

Untersuchungsart:

Durchflussszytometrie (einschließlich Partikeleigenschaftsbestimmungen)**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Basophile	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9	XN9000	x		
Eosinophile	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9	XN9000	x		
Erythrozyten	EDTA-Blut, Punktat	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 4 SA-02702 Messung Punktat un Dialysat am XN-900 Version 6	XN9000	x		
Hämatokrit	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9	XN9000	x		
Hämoglobin	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9	XN9000	x		
Leukozyten	EDTA-Blut, Punktat	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9 SA-02702 Messung Punktat un Dialysat am XN-900 Version 8 SA-02616 Sunwaldiagnostik Version 9	XN9000	x		
Lymphozyten	EDTA-Blut, Punktat	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9	XN9000	x		
Monozyten	EDTA-Blut, Punktat, Knochenmark	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9	XN9000	x		
Neutrophile	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9	XN9000	x		
Plättchenassozierte IgG-Ak	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-04442 Plättchen-assozierte Antikörper, Version 1	FacsCanto	x	x	
Retikulozyten	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9 SA-02701 Zusatzbestimmungen Retikulozyten und Thrombozyten, Version 6	XN9000	x		
Thrombozyten	EDTA-Blut, Citratblut, Knochenmark	Durchflussszytometrie	SA-02699 XN-9000, Version 9	XN9000	x		
Urinsediment	Urin	Durchflussszytometrie	SA-03664 UD-10, Version 4, SA-03663 UF-4000, Version 3	UF 4000, UD-10	x		02.02.2022

Untersuchungsart:

Elektrochemische Untersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Kalium	Serum, Heparin-Plasma, Urin	ISE	SA-05067 ISE am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		
Natrium	Serum, Heparin-Plasma, Urin	ISE	SA-05067 ISE am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		
Chlorid	Serum, Heparin-Plasma, Urin	ISE	SA-05067 ISE am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		

Untersuchungsart:

Elektrophorese**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Albumin	Serum	Kapillarelektrophorese	SA-04456 Serum Elektrophorese Capillars, Version 3	Capillaris System Sebia	x		07.04.2022
a1+2, b-, g-Globulin	Serum	Kapillarelektrophorese	SA-04456 Serum Elektrophorese Capillars, Version 3	Capillaris System Sebia	x		07.04.2022
Lipidfractionen	Serum	Elektrophorese	SA-04081 Lipidelektrophorese Hydragel LDL HDL, Version 1	4-Hydrasis	x		
Proteinfractionen	Serum, Urin	Elektrophorese	SA-04140 Immunfixation, Version 2	Kammer, Stromeinheit, Rüttler, Photoapparat		x	

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
1,25-(OH) ₂ -Vitamin-D	Serum, Heparin-Plasma	Chemilumineszenz	SA-04363 Liaison, Version 1	iSYS Liaison-XL	x		28.01.2021
17-Beta-Estradiol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormone am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		26.09.2019
17-OH Progesteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	RIA	SA-04895 17 OH Progesteron, Version 1	Gamma-Counter	x		
25 OH Vitamin D	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05227 Anämieteste am Cobas 8000 e-Modulen, Version 4	Cobas 8000	x		14.12.2020
ACTH	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-05437 ACTH am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		
AFP	Serum	Trace Technologie	SA-05042 Triple Test am Kryptor, Version 4	Kryptor	x		
Albumin	Liquor	Immunologischer Trübungstest	SA-05161 Albumin, IGA, IGG und IGM bei Serum-Liquor-Paaren, Version 3	Cobas 8000	x		

Albumin	Serum	Farbtest Immunologischer Trübungstest	SA-05479 Albumin, Alkalische Phosphatase, Gesamteiweiß Serum und CHE am COBAS, Version 3	Cobas 8000	x		
Aldosteron	EDTA	CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	Liaison XL	x		
Anti-Müller-Hormon AMH	Serum, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormona am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		09.01.2021
Amphetamine	Urin	KIMS	SA-05444 Drogen im Urin am COBAS 8000 Version 2	Cobas 8000	x		
Androstadiol-Glucuronid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	RIA	SA-06137 Androstadiol Glucuronid, Version 1	Gamma-Counter	x		04.03.2019
Androstendion	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	GLIA ECLIA	SA-06543 Androstendion am Cobas 8000, Version 1	Cobas 8000	x		08.02.2021
Anti-TG	Serum	FIA	SA-04919 Kryptor MAK TAK, Version 4	Kryptor	x		
b2-Glycoprotein	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA – Test, Version 1	Euroimmun-Analyser	x		
Barbiturate	Urin	KIMS	SA-05444 Drogen im Urin am COBAS 8000 Version 2	Cobas 8000	x		
Benzodiazepine	Urin	KIMS	SA-05444 Drogen im Urin am COBAS 8000 Version 2	Cobas 8000	x		
Bone TRAP	Serum, EDTA-Plasma	Chemielumineszenz	SA-03652 ISYS, Version 5	ISYS	x		25.05.2022
CA 125	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05258 CA125 und HE4 Am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		09.01.2021
CA 15-3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05255 Tumormarker am Cobas, Version 4	Cobas 8000	x		09.01.2021
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
CA 19-9	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05255 Tumormarker am Cobas, Version 4	Cobas 8000	x		08.02.2021
CA 72-4	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05255 Tumormarker am Cobas, Version 4	Cobas 8000	x		21.01.2021
Calcitonin	Serum	ECLIA	SA-05698 Calcitonin am COBAS 8000 Version 3	Cobas 8000	x		08.02.2021
Calprotectin	Stuhl	EIA	SA-06037 Calprotectin im Stuhl.doc, Version 1	DSX-System	x		28.04.2021
Cannabinoide	Urin	KIMS	SA-05444 Drogen im Urin am COBAS 8000 Version 1	Cobas 8000	x		
Carbamazepin	Serum, Heparin-Plasma	KIMS	SA-05442 Medikamente mit Testprinzip KIMS am Cobas 8000 Version 1	Cobas 8000	x		20.12.2021
CEA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05255 Tumormarker am Cobas, Version 4	Cobas 8000	x		09.01.2021
Chromogranin A	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	RIA	SA-04870 Chromogranin A, Version 1	Gamma Counter	x		
Cortisol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05439 Cortisol am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
C-Peptid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05438 C-Peptid und Insulin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
CTX (Crosslaps)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05308 CTX am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		14.12.2020
CYFRA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05255 Tumormarker am Cobas, Version 4	Cobas 8000	x		09.01.2021
DHEA-S	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormone am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		09.01.2021
Digitoxin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05073 Cardiacmarker E-Module am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		
Digoxin	Serum, Heparin-Plasma	KIMS	SA-05442 Medikamente mit Testprinzip KIMS am Cobas 8000 Version 1	Cobas 8000	x		07.01.2022
DPD-Crosslinks	Urin	EIA	SA-04872 Desoxyridinolin (Crosslinks) im Urin, Version 3	Photometer	x		
Ferritin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05228 Ferritin und Actives B12 am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		
Folsäure	Serum, EDTA, Heparin-Plasma, Erythrozyten	ECLIA	SA-05227 Anämieteste am Cobas 8000, Version 4 SA-06237 Folsäure in Erythrozyten am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		13.02.2019
Freies Beta-HCG	Serum	FIA	SA-05008 Kryptor 11.-14. SSW Scan, Version 4	Kryptor	x		
Freies PSA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05307 PSA und FPSA am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		08.01.2021
Freies Testosteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	RIA	SA-04874 Freies Testosteron, Version 2	Gamma-Counter	x		20.04.2022
FSH	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormone am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		09.01.2021
FT3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05069 Schilddrüse am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		28.01.2021
FT4	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05069 Schilddrüse am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		28.01.2021
Gallensäuren	Serum, Heparin-Plasma	EIA	SA-06864 Gallensäuren am Cobas 8000, Version 1	Cobas 8000	x		15.11.2021
Gastrin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	RIA	SA-04878 Gastrin, Version 1	Gamma Counter	x		
Gentamycin	Serum, Heparin-Plasma	KIMS	SA-05442 Medikamente mit Testprinzip KIMS am Cobas 8000 Version 1	Cobas 8000	x		20.12.2021
Hämoglobin	Stuhl	EIA	SA-06040 Hämoglobin im Stuhl, Version 1	DSX-System	x		
Hämoglobin	Stuhl	EIA	SA-03960 Immunologischer Test auf okkultes Blut im Stuhl, Version 5	Sentifit	x		01.11.2021
Haptoglobin-Hämoglobin-Komplex	Stuhl	EIA	SA-06051 Hämoglobin-Haptoglobin Komplex im Stuhl Version 1	DSX-System	x		29.01.2018
HCG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05255 Tumormarker am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		28.01.2021
HCG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	FIA	SA-05042 Triple Test am Kryptor, Version 4	Kryptor	x		
HE4	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05258 CA125 und HE4 am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		14.12.2020

HGH	Serum	CLIA	SA-03652 Isys, Version 5	Isys	x		06.12.2021
HTG	Serum	FIA	SA-05006 HTG am Kryptor, Version 4	Kryptor	x		28.03.2022
Homocystein	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i Series, Version 6	Alinity i	x		20.12.2020
humane Plazenta alkalische Phosphatase	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SA-04450 Humane Plazenta Alkalische Phosphatase, Version 2	Photometer	x		
Insulin	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05438 C-Peptid und Insulin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Kokain-Metabolit	Urin	KIMS	SA-05444 Drogen im Urin am COBAS 8000 Version 2	Cobas 8000	x		
LPAG	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ELISA	SA-04896 Bestimmung der Antikörper gegen SLA, Version 2	Photometer	x		
Luteotropes Hormon	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormone am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		09.01.2021
Lysozym	Serum, Liquor	ELISA	SA-04446 Lysozym im Serum Liquor, Version 2	Photometer	x		05.09.2019
Metanephrin	Urin	RIA	SA-04879 Metanephrin und Normetanephrin, Version 1	Gamma-Counter	x		
Normetanephrin	Urin	RIA	SA-04879 Metanephrin und Normetanephrin, Version 1	Gamma-Counter	x		
NSE	Serum, Liquor	ECLIA	SA-05260 NSE am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		08.02.2021
Opiate	Urin	KIMS	SA-05444 Drogen im Urin am COBAS 8000 Version 2	Cobas 8000	x		
Östron	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	RIA	SA-04892 Estron, Version 2	Gamma-Counter	x		20.04.2022
Pankreas-Elastase	Stuhl	ELISA	SA-06052 Pankreatische Elastase im Stuhl, Version 1	DSX-System	x		13.02.2019
PAPP-A	Serum	FIA	SA-05008 Kryptor 11.-14. SSW Scan, Version 4	Kryptor	x		
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Paracetamol	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	EIA	SA-05443 Paracetamol am Cobas 8000, Version 2	Cobas 8000	x		
Parathormon intact	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05070 PTH am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		14.12.2020
PCT	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05441 PCT Am Cobas 8000 Version 4	Cobas 8000	x		28.01.2021
Phenytoin	Serum, Heparin-Plasma	KIMS	SA-05442 Medikamente mit Testprinzip KIMS am Cobas 8000 Version 1	Cobas 8000	x		10.01.2022
Phenytoin	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	EIA	SA-05931 Medikamente mit dem Testprinzip Enzymimmunoassay auf dem Alinity-e, Version 1	Alinity-e	x		10.01.2021
PLGF	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	FIA	SA-05041 PLGF und SFLT-1 am Kryptor, Version 2	Kryptor	x		
Pro-BNP	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05073 Cardmarker E-Module am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		28.01.2021
Progesteron	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormone am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		28.01.2021
Prolaktin	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormone am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		08.01.2021
PSA	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05307 PSA und FPSA am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		28.01.2021
Renin	EDTA-Plasma	CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	Liaison XL	x		
Roma Index	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	errechnet	SA-05258 CA125 und HE4 am Cobas, Version 4	Cobas 8000			
S100	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05255 Tumormarker am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		08.02.2021
SCC	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	FIA	SA-04901 SCC am Kryptor, Version 3	Kryptor	x		13.02.2019
SFLT-1	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05041 PLGF und SFLT-1 am Kryptor, Version 2	Kryptor	x		28.01.2018
SHBG	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormone am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		28.01.2021
Tauprotein Amyloid 1-40	Liquor	ELISA CLEIA	SA-04458 Alzheimer-Demenz, Version 4	Photometer Lumipulse G600	x		12.10.2020
Tauprotein Amyloid 1-42	Liquor	ELISA CLEIA	SA-04458 Alzheimer-Demenz, Version 4	Photometer Lumipulse G600	x		12.10.2020
Tauprotein hTAU	Liquor	ELISA CLEIA	SA-04458 Alzheimer-Demenz, Version 4	Photometer Lumipulse G600	x		12.10.2020
Tauprotein Phospho-TAU	Liquor	ELISA CLEIA	SA-04458 Alzheimer-Demenz, Version 4	Photometer Lumipulse G600	x		12.10.2020
Testosteron	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05434 Hormone am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		28.01.2021
Theophyllin	Serum, Heparin-Plasma	KIMS	SA-05442 Medikamente mit Testprinzip KIMS am Cobas 8000 Version 1	Cobas 8000	x		20.12.2021
Theophyllin	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	EIA	SA-05931 Medikamente mit dem Testprinzip Enzymimmunoassay auf dem Alinity-e, Version 1	Alinity-e	x		10.01.2022
Thrombozytäre-AK, frei	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ELISA	SA-04078 PAK-PLUS EIA, Version 1	Photometer	x		
Thrombozytäre-AK, gebunden	EDTA-Blut	ELISA	SA-04441 Gebundene antithrombozytäre Autoantikörper, Version 1	Photometer	x		
Thymidinkinase	Serum	CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	Liaison XL	x		
Thyreoglobulin	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	FIA	SA-04919 Kryptor MAK TAK, Version 4	Kryptor	x		
Tobramycin	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	EIA	SA-05543 Medikamente mit Testprinzip Enzymimmunoassay am Cobas 8000, Version 1 SA-07021 Tobramycin und Valproinsäure am Cobas 8000, Version 1	Cobas 8000	x		08.11.2021

TPA	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	Liaison XL	x		
Troponin-I	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	EMIA	SA-06150-Alinity High-Sensitive-Troponin-I; Version-1	Alinity-i	x		27.02.2020
TSH	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05069 Schilddrüse am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		31.01.2022
UE3	Serum	FIA	SA-05042 Triple Test am Kryptor, Version 4	Kryptor	x		
Valproinsäure	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	BIA KIMS	SA-05443 Medikamente mit Testprinzip Enzymimmunoassay am Cobas 8000, Version 1	Cobas 8000	x		23.12.2021
Vancomycin	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	KIMS	SA-05443 Medikamente mit Testprinzip Enzymimmunoassay am Cobas 8000, Version 1	Cobas 8000	x		07.01.2022
Actives B12	Serum, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05228 Ferritin und Actives B12 am Cobas 8000, Version 5	Cobas 8000	x		08.02.2021
Vitamin B12	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05227 Anämieteste am Cobas 8000, Version 4 SA-06237 Folsäure in Erythrozyten am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		

Untersuchungsart:

Mikroskopie**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Basophile	BAL	Helldfeldmikroskopisch	SA-04744 Zelluläre BAL - Diagnostik, Version 3	Mikroskop	x	
Basophile, Eosinophile	EDTA-Blut, Blutaussstrich	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02699 XN-9000, Version 9	Mikroskop	x	
Eosinophile	BAL	Mikroskopisch nach Färbung	SA-04744 Zelluläre BAL - Diagnostik, Version 3	Mikroskop	x	
Fragmentozyten	EDTA-Blut, Blutaussstrich	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02699 XN-9000, Version 9	Mikroskop	x	
Granulozyten	Punktat	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02616 Synovialdiagnostik, Version 9	Mikroskop	x	
Histiolympozyten	Punktat	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02616 Synovialdiagnostik, Version 9	Mikroskop	x	
Histiomonocyten	Punktat	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02616 Synovialdiagnostik, Version 9	Mikroskop	x	
Kristalle	Punktat	Nativ mit Grünfilter	SA-02616 Synovialdiagnostik, Version 6	Mikroskop	x	
Leukozyten	Punktat	Mikroskopisch	SA-02702 Messung Punktat und Dialysat am XN-9000, Version 8	Mikroskop	x	
Lymphozyten	BAL	Mikroskopisch nach Färbung	SA-04744 Zelluläre BAL - Diagnostik, Version 3	Mikroskop	x	
Lymphozyten, manuell	EDTA-Blut, Blutaussstrich	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02699 XN-9000, Version 9	Mikroskop	x	
Mastzellen	BAL	Mikroskopisch nach Färbung	SA-04744 Zelluläre BAL - Diagnostik, Version 3	Mikroskop	x	
Monozyten, manuell	EDTA-Blut, Blutaussstrich	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02699 XN-9000, Version 9	Mikroskop	x	
Neutrophile	BAL	Mikroskopisch nach Färbung	SA-04744 Zelluläre BAL - Diagnostik, Version 3	Mikroskop	x	
Pfeifferzellen	EDTA-Blut, Blutaussstrich	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02699 XN-9000, Version 9	Mikroskop	x	
Rhagozyten	Punktat	Nativ mit Grünfilter	SA-02616 Synovialdiagnostik, Version 9	Mikroskop	x	
Segmentkerne	EDTA-Blut, Blutaussstrich	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02699 XN-9000, Version 9	Mikroskop	x	
Spermatozyten	Ejakulat	Helldfeldmikroskopisch	SA-04618 Nachweis von Spermien, Version 2	Mikroskop	x	
Stabkernige	EDTA-Blut, Blutaussstrich	Mikroskopisch nach Färbung	SA-02699 XN-9000, Version 9	Mikroskop	x	
Synovialdiagnostik/Zellen	Punktat	Helldfeldmikroskopisch	SA-02616 Synovialdiagnostik, Version 9	Mikroskop	x	
Thrombozyten	EDTA-Blut	Helldfeldmikroskopisch	SA-02699 XN-9000, Version 9	Mikroskop	x	
Zellzahl, gesamt	BAL	Helldfeldmikroskopisch	SA-04744 Zelluläre BAL - Diagnostik, Version 3	Mikroskop	x	
Urinsediment	Urin	Mikroskopie	SA-03664 UD-10, Version 4; SA-03663 UF-4000, Version 3	Mikroskop	x	

Untersuchungsart:

Osmometrie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Osmolalität	Serum, Urin	Gefrierpunktniedrigung	SA-03550 Osmolalität im Serum und Urin, Version 3	Osmometer		x

Untersuchungsart:

Qualitative Untersuchungen (einfache) mit visueller Auswertung*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Urinstatus	Urin	Teststreifen	SA-03665 UC-3500, Version 4; SA-05177 UC-1000, Version 2	manuell	x	

Untersuchungsart:

Sedimentationsuntersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
BSG, automatisch	EDTA-Blut	kinetische Durchflußanalyse	SA-06224 Blutsenkungsgeschwindigkeit, Version 6	Alifax	x	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Nephelometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Fibrinogen	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05556 Quick, INR, PTT, TZ und Fibrinogen, Version 2	CSS100	x	
INR	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05556 Quick, INR, PTT, TZ und Fibrinogen, Version 2	CSS100	x	
PTT	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05556 Quick, INR, PTT, TZ und Fibrinogen, Version 2	CSS100	x	
Quick	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05556 Quick, INR, PTT, TZ und Fibrinogen, Version 2	CSS100	x	

Thrombinzeit	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05556 Quick, INR, PTT, TZ und Fibrinogen, Version 2	CS5100	x	
D-Dimer	Citratplasma	Immunologischer Trübungstest	SA-05589 Ddimer am CS 5100, Version 2	CS5100	x	
Albumin	Urin	Immunologischer Trübungstest	SA-06003 Albumin im Urin am Cobas 8000, Version 1	Cobas 8000	x	
Alpha1-Mikroglobulin	Urin	Immunologischer Trübungstest	SA-06005 Alpha1-Mikroglobulin im Urin am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x	
Alpha2-Makroglobulin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Urin	Immunologischer Trübungstest	SA-06076 Alpha2-Makroglobulin im Urin am Cobas 8000, Version 2	Cobas 8000	x	

02.01.2020

01.06.2021

24.01.2020

Untersuchungsart:

Spektrometrie (NIR-/IR-Spektrometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Steinanalyse	Harnstein, Speichelstein, Gallenstein	IR-Spektrometrie	SA-03514 Steinanalytik, Version 4	IR-Spektrometer		x

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Massenspektrometrie (ICP-MS))**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Aluminium	EDTA-, Heparin-Plasma	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum oder Plasma, Version 3	NexION 350/2000		x
Kupfer	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, EDTA-Blut, Urin	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Magnesium	EDTA-Blut	ICP-MS	SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Nickel	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-, Heparin-Blut, Urin	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Selen	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, EDTA-Blut	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Zink	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, EDTA-Blut, Urin, Seminalplasma	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5, SA-04734 Bestimmung von Zink im Serum, Version 2	NexION 350/2000		x
Arsen	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Urin	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Cadmium	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Blut, Urin	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Cobalt	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-, Heparin-Blut, Urin	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Chrom	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-, Heparin-Blut, Urin	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Mangan	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-, Heparin-Blut, Urin	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Palladium	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3	NexION 350/2000		x
Quecksilber	Serum, Heparin-Plasma, EDTA-Blut	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x
Iod	Serum, Heparin-Plasma	ICP-MS	SA-04794 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Serum und Plasma, Version 3	NexION 350/2000		x
Blei	EDTA-Blut, Urin	ICP-MS	SA-04869 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Urin, Version 4, SA-04669 Bestimmung von Spurenelementen und Metallen im Vollblut, Version 5	NexION 350/2000		x

05.07.2022

05.07.2022

Untersuchungsart:

Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Alkalische Phosphatase	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05479 Albumin, Alkalische Phosphatase, Gesamteiweiß Serum und CHE am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x	
Ammoniak	Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05454 Ammoniak und Ethanol am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x	
Amylase	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	SA-05518 Lipase, Amylase, Phosphor und Eisen am Cobas 8000, Version 3 SA-05524 Amylase, Phosphor und Glukose im Urin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x	
Angiotensin-Converting-Enzyme (ACE)	Serum, Heparin-Plasma, Heparin-Blut	Photometrie	SA-05497 ACE am COBAS 8000, Version 3	Cobas 8000	x	
Antithrombin III	Citratplasma	Photometrie	SA-05591 Antithrombin III am CS 5100, Version 1	CS-5100	x	
Anti-Faktor Xa-Aktivität	Citratplasma	Photometrie Chromogener Einstufungstest	SA-05593 Liquid Heparin am CS 5100, Version 1	CS 5100	x	
AP-Knochen-Isoenzym	Serum, Heparin-Plasma	Spektralphotometrie	SA-03652 Isys, Version 5	ISYS	x	
Bilirubin, direkt	Serum, Heparin-Plasma	DIAZO Methode	SA-05451 Bilirubin und Bilirubin direkt am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x	
Bilirubin, gesamt	Serum, Heparin-Plasma	DIAZO Methode	SA-05451 Bilirubin und Bilirubin direkt am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x	
Calcium	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie EDTA-Komplex	SA-05517 Creatinin, Calcium, Harnsäure und Harnstoff am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x	
Calcium	Urin	Photometrie EDTA-Komplex	SA-05523 Calcium im Urin am Cobas 8000, Version 2	Cobas 8000	x	
Cholesterin	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05522 Cholesterin, HDL, LDL und Triglyceride am COBAS 8000, Version 3	Cobas 8000	x	

05.09.2019

02.09.2020

06.12.2021

Cholinesterase	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05479 Albumin, Alkalische Phosphatase, Gesamteiweiß Serum und CHE am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
CK	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05498 CK und CKMB am COBAS 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
CK-MB	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05498 CK und CKMB am COBAS 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Delta-Aminolävulin-Säure	Urin	Photometrie	SA-03556 Bestimmung von 6-Aminolävulinensäure und Porphobilinogen im Urin, Version 3	Specord 200		x	
Eisen	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05518 Lipase, Amylase, Phosphor und Eisen am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Ethanol	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	SA-05524 Amylase, Phosphor und Glukose im Urin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Freies Hämoglobin	EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05454 Ammoniak und Ethanol am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		
Gesamteiweiß	Serum, Heparin-Plasma, Urin, Liquor	Photometrie	SA-03543 Freies Hämoglobin, Version 3	Specord 200		x	
GGT	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05479 Albumin, Alkalische Phosphatase, Gesamteiweiß Serum und CHE am Cobas 8000, Version 3, SA-05481 Gesamteiweiß im Urin und Liquor Version 3	Cobas 8000	x		
GLDH	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05515 GOT, GPT, GGT und LDH am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Glucose	Serum, Heparin-, NaF-Plasma	Photometrie	SA-05450 GLDH und HBDH am COBAS 8000, Version 2	Cobas 8000	x		
Glucose	Urin	Photometrie	SA-05507 Glucose im Serum, Plasma und Liquor am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Glucose	Kapillarblut	Photometrie	SA-05524 Amylase, Phosphor und Glukose im Urin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
GOT	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05518 Lipase, Amylase, Phosphor und Eisen am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
GPT	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05494 Glucose im Hämolyat am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Harnsäure	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	SA-05515 GOT, GPT, GGT und LDH am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Harnstoff	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	SA-05525 Creatinin, Harnsäure und Harnstoff im Urin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
HBDH	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05517 Creatinin, Calcium, Harnsäure und Harnstoff am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
HDL-Cholesterin	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05525 Creatinin, Harnsäure und Harnstoff im Urin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Kreatinin	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	SA-05450 GLDH und HBDH am COBAS 8000, Version 2	Cobas 8000	x		
Lactat	Na-F-Plasma, Serum, Liquor	Photometrie	SA-05522 Cholesterin, HDL, LDL und Triglyceride am COBAS 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
LDH	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05525 Creatinin, Harnsäure und Harnstoff im Urin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
LDL-Cholesterin	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05453 Lactat im Plasma und Liquor, Version 2	Cobas 8000	x		
Lithium	Serum, Heparin-Plasma	Farbtest	SA-05515 GOT, GPT, GGT und LDH am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Lipase	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05522 Cholesterin, HDL, LDL und Triglyceride am COBAS 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Magnesium	Serum, Plasma, Urin	Photometrie	SA-05067 ISE am COBAS 8000, Version 4	Cobas 8000	x		
Methämoglobin	EDTA-Hämolyat	Photometrie	SA-05446 Lithium a Cobas 8000, Version 2	Cobas 8000	x		
Phosphor, anorganisch	Serum, Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	SA-05518 Lipase, Amylase, Phosphor und Eisen am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Porphyobilinogen	Urin	Photometrie	SA-05524 Amylase, Phosphor und Glukose im Urin am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Triglyceride	Serum, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-03556 Bestimmung von 6-Aminolävulinensäure und Porphobilinogen im Urin, Version 3	Specord 200		x	
Heparin	Citratplasma	Photometrie	SA-05518 Lipase, Amylase, Phosphor und Eisen am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Urinstatus	Urin	Reflexionsphotometrie	SA-05522 Cholesterin, HDL, LDL und Triglyceride am COBAS 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
			SA-05593 Liquid Heparin, Version 1	CS-5100	x		
			SA-03665 UC-3500, Version 4;	UC 3500 / 1000	x		
			SA-05177 UC-1000, Version 2				

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Albumin	Liquor	Immunologischer Trübungstest	SA-05161 Albumin, IGA, IGG und IGM bei Serum-Liquor-Paaren, Version 3	Cobas 8000	x		
Antistreptolysin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05499 Transferrin, Antistreptolysin, STFR und HP am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		
Apolipoprotein A1	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05449 APOA und APOB am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Apolipoprotein B	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05449 APOA und APOB am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Beta2-Mikroglobulin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05448 Lpa und ß2MG am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		08.03.2020
C-reaktives Protein	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunologischer Trübungstest	SA-05505 IGA, IGG, IGM, CRP und RF am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		02.01.2020
Carbamazepin	Serum, Heparin-Plasma	PETINA	SA-05923 Medikamente mit Testprinzip Petinia am Alinity-e, Version 2	Alinity-e	x		10.01.2022
Cistatin C	Serum, Heparin-Plasma	Immunologischer Trübungstest	SA-03558 Latexverstärkte Analysen am BN II, Version 2	BN II	x		27.12.2021
Cystatin-C	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	PETINA	SA-06010 Cystatin-C auf dem Alinity-e, Version 3	Alinity-e	x		10.01.2022
Digoxin	Serum, Heparin-Plasma	PETINA	SA-05923 Medikamente mit Testprinzip Petinia am Alinity-e, Version 2	Alinity-e	x		10.01.2022
Gentamycin	Serum, Heparin-Plasma	PETINA	SA-05923 Medikamente mit Testprinzip Petinia am Alinity-e, Version 2	Alinity-e	x		10.01.2022
Haptoglobin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05499 Transferrin, Antistreptolysin, STFR und HP am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		
Lipoprotein A	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05449 APOA und APOB am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		
Lysozym	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-04446 Lysozym im Serum-Liquor, Version 1	Photometer	x		05.09.2019

Rheumafaktor	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05505 IGA, IGG, IGM, CRP und RF am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		24.02.2020
Tobramycin	Serum, Heparin-Plasma	PETINIA	SA-05923-Medikamente-mit-Testprinzip-Petinia-am-Alinity-e, Version 2	Alinity-e	x		06.04.2020
Valproinsäure	Serum, Heparin-Plasma	PETINIA	SA-05923-Medikamente-mit-Testprinzip-Petinia-am-Alinity-e, Version 2	Alinity-e	x		10.01.2022
Vancomycin	Serum, Heparin-Plasma	PETINIA	SA-05923-Medikamente-mit-Testprinzip-Petinia-am-Alinity-e, Version 2	Alinity-e	x		10.01.2022
Transferrin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunologischer Trübungstest	SA-05499 Transferrin, Antistreptolysin, STFR und HP am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		
Transferrin-Rezeptor, löslich	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunologischer Trübungstest	SA-05499 Transferrin, Antistreptolysin, STFR und HP am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		06.04.2021

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Acetylcholin-Rezeptoren AK (ACRA)	Serum, EDTA, Heparin-, Citrat-Plasma	RIA	SA-04875 Antikörper gegen Acetylcholinrezeptor, Version 1	Gamma-Counter	x		
Allergenspezifisches IgE	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	FEIA	SA-03559 Bestimmung des spezifischen IgE, gesamt IgE am Immulite 2000 Xpi, Version 3	Immulate	x		
Allergenspezifisches IgG	Serum	FEIA	SA-03559 Bestimmung des spezifischen IgE, gesamt IgE am Immulite 2000 Xpi, Version 3	Immulate	x		
BNA-ds-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-04873-Antikörper-gegen-dsDNA, Version 1	BEP-III	x		
ECP	Serum	FEIA	SA-03559-Bestimmung-des-spezifischen-IgE-, gesamt-IgE-und-Eosinophil-Cation-protein-am-Immulate-2000-Xpi, Version 1	Immulate	x		11.11.2020
GAD	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-03146 Glutamat-Decarboxylase IgG, Version 2	Euroimmun-Analyser manuell, Photometer	x		13.02.2019
Gesamt IgE	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	FEIA	SA-03559 Bestimmung des spezifischen IgE, gesamt IgE am Immulite 2000 Xpi, Version 3	Immulate	x		
IGF 1	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-03652 Isys, Version 5	Isys	x		06.12.2021
IGF BP3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-03652 Isys, Version 5	Isys	x		06.12.2021
Insulin-Antikörper (quant.)	Serum	RIA	SA-04877 INSAK, Version 3	Gamma-Counter	x		17.03.2022
Mikrosomale AK (TPO)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	FIA	SA-04919 Kryptor MAK TAK, Version 4	Kryptor	x		
Thyreoglobulin AK (TAK)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	FIA	SA-04919 Kryptor MAK TAK, Version 4	Kryptor	x		
Tyrosin-Phosphatase (IA2)	Serum, EDTA-Plasma	ELISA	SA-05705 Anti Tyrosin Phosphatase (IA2), Version 1	manuell Photometer	x		
TSH-Rezeptor AK (TRAK)	Serum	ECLIA	SA-05071 Anti-TSHR am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		28.01.2021

Untersuchungsart:

Durchflusszytometrie (einschließlich Partikeleigenschaftsbestimmungen)**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
CD11b, CD11c, CD13, CD14, CD15	Heparin-/CPDA-/EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-05219 Zelluläre Leukämie- und Lymphomdiagnostik, Version 2	FacsCanto		x	
CD16+56, CD19, CD20, CD22	Heparin-/CPDA-/EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-05219 Zelluläre Leukämie- und Lymphomdiagnostik, Version 2	FacsCanto		x	
CD2, CD3, CD4, CD5, CD7, CD10	Heparin-/CPDA-/EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-05219 Zelluläre Leukämie- und Lymphomdiagnostik, Version 2	FacsCanto		x	
CD23, CD25, CD33, CD34, CD38, CD45, CD59	Heparin-/CPDA-/EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-05219 Zelluläre Leukämie- und Lymphomdiagnostik, Version 2	FacsCanto		x	
CD45 Percp+Isotypkontrolle Leukogate (CD45+CD14) CD45 Percp+CD3+CD19 CD45 Percp+CD4+CD8 CD45 Percp+CD3+HLA-DR CD45 Percp+CD16+56+CD3	BAL	Durchflusszytometrie	SA-04744 Zelluläre BAL-Diagnostik, Version 3	FacsCanto		x	
CD8, CD43, CD55, HLA-DR, Kappa, Lambda, CD103, CD45RA, CD71, CD29, NKP44, CD3/CD56, SigM, CD41a, CD84, CD79a, CD79b, CD117, TrdT, MPO, Glya, FHC7, ZAP70	Heparin-/CPDA-/EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-05219 Zelluläre Leukämie- und Lymphomdiagnostik, Version 2	FacsCanto		x	
Plättchenassozierte IgG-AK	EDTA-Blut	Durchflusszytometrie	SA-04442-Plättchen-assozierte-Antikörper, Version 1	FacsCanto		x	

Untersuchungsart:

Elektrophorese**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Oligoklonales IgG	Serum, Liquor	Elektrophorese (Isoelektrische Focussierung)	SA-04080 Isoelektrische Fokussierung, Version 2	Kammer, Stromeinheit	x		
Paraproteine	Serum, Urin	Kapillarzonelektrophorese Immunfixation	SA-04456 Serum Elektrophorese Capillarys, Version 3 SA-04140 Immunfixation, Version 3	Capillarys System sebia Sebia Assist	x		06.05.2022

Untersuchungsart:

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
AK bei autoimmunen Myositiden U1-n RNP, Ku, PM-Scl, Mi-2	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA, Immunoblot	SA-05358 Nachweis von Autoantikörpern bei autoimmunen Myositiden und gegen systemische Sklerose-assoziierte Antigene, Version 3	Manuell / Blotter	x		12.11.2018
AK gegen Ganglioside	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	Immunoblot	SA-00588 Antikörper gegen Ganglioside, Version 1	Euroblotmaster	x		12.11.2018
AK gegen glom. Basalmembran	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
ANA Screen / Nukleosomen	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Anti mitochondriale M2 IgG	Serum, EDTA-, Heparin, Citrat-Plasma	ELISA	SA-06233 AMAM2, Version 1	manuell / Photometer	x		09.07.2020
ß2 Glykoprotein IgG, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
ECP-ELISA-IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Centromere B	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Multiplex immunoassay	A-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	BioPlex 2200	x		12.07.2020
Anti Musk	Serum	ELISA	SA-05357 Anti-MUSK- Muskelspezifische-Rezeptor-Tyrosin-Kinase, Version 1	Manuell/Photometer	x		
MPQ-ELISA-IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Anti-Nukleosomen-IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Anti-Pr3s-IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1	x		12.07.2020
Auto-IgG-AK Sclerodermine	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA, Immunoblot	SA-05358 Nachweis von Autoantikörpern bei autoimmunen Myositiden und gegen systemische Sklerose-assoziierte Antigene, Version 3	Manuell / Blotter	x		12.11.2018
Anti-SM-IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Anti-M2-3E	Serum, Plasma	ELISA	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1	x		08.03.2019
Cardiolipin IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Cardiolipin IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
dsDNA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Multiplex immunoassay	A-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	BioPlex 2200	x		12.07.2020
Gladin IgA-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Stuhl	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Gladin IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Anti-Gewebstransglutaminase IgA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Anti-Gewebstransglutaminase IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
IgA-Sekretorisches	Speichel	ELISA	SA-04897 Sekretorisches-IgA, Version 1	Photometer	x		12.11.2018
Immunkomplexe, zirkulierend	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-04887 Zirkulierende Immunkomplexe, Version 2	Photometer	x		
JO IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Mi-2 A+B	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunoblot	SA-05358 Nachweis von Autoantikörpern bei autoimmunen Myositiden und gegen systemische Sklerose-assoziierte Antigene, Version 3	Euroblotmaster	x		
Neuronale AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	Immunoblot	SA-05358 Nachweis von Autoantikörpern bei autoimmunen Myositiden und gegen systemische Sklerose-assoziierte Antigene, Version 3	Euroblotmaster	x		
Präalbumin	Serum	Turbidimetrie	SA-06024 Praealbumin	Abbott-Alinity-e	x		24.02.2020
PM-SCL	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunoblot	SA-05358 Nachweis von Autoantikörpern bei autoimmunen Myositiden und gegen systemische Sklerose-assoziierte Antigene, Version 3	Euroblotmaster	x		
Prothrombin-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA	SA-04902 Prothrombin Enzymimmunoassay, Version 1	Photometer	x		23.02.2021
RIB-P	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunoblot	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1	Photometer	x		
Ribosomales P Protein	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Multiplex immunoassay	A-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	BioPlex 2200	x		12.07.2020
RNP 68	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
RNP A	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Multiplex immunoassay	A-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	BioPlex 2200	x		12.07.2020
RNP, SM, IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
SLA, IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-04896 Bestimmung der Antikörper gegen SLA, Version 2	Photometer	x		12.11.2018
SSA-ELISA-IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		23.09.2019

SS-A 60	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Multiplex immunoassay	A-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	BioPlex 2200	x		12.07.2020
SSB	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
PRONA 3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
Anti-SCL-70 IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA Multiplex immunoassay	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1 SA-06484 Nachweis von Autoimmunantikörpern am Bioplex 2200, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1 BioPlex 2200	x		12.07.2020
SSA-, SSB-, SCL-, IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-03551 Nachweis von Autoantikörpern mittels ELISA-Test, Version 1	Euroimmun-Analyzer-1	x		12.07.2020

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
AK gegen Actin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
AK gegen Desmoglein 1 + 3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
AK gegen epidermale Basalmembran	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021
AK gegen Gallengangsepithel	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
AK gegen glatte Muskulatur	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021
AK gegen Granulozyten	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		29.08.2022
AK gegen Herzmuskel	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
AK gegen Intrinsicfaktor	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021
AK gegen Leber-Niere-Mikrosomen	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		07.11.2022
AK gegen mitochondriale Antigene	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		07.11.2022
AK gegen Nebennierenrinde	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021
AK gegen nukleäre Antigene	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		30.08.2022
AK gegen Pankreasinseln	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
AK gegen Parietalzellen	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		29.08.2022
AK gegen Parotis-Gänge	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
AK gegen quergestreifte Muskulatur	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
AK gegen Retikulin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
AK gegen Stachelzelldesmosomen	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		15.02.2022
AK gegen BP 180	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021
AK gegen BP230 C-Peptid	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021
AK gegen tubuläre Basalmembran	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		
Aquaporin 4	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021
neuronale AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021
DNA DIFF	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop, Euro Pattern	x		28.09.2021

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Nephelometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Calprotectin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Urin	Immunologischer Trübungstest	SA-07226 Calprotectin und C1q am BN II, Version 1	BN II			19.08.2022
Immunglobulin A	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Nephelometrie	SA-04413 Plasmaproteine am BNII, Version 1	BN II	x		30.10.2019
Immunglobulin G	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Urin	Nephelometrie	SA-04413 Plasmaproteine am BNII, Version 2	BN II	x		13.12.2021
Immunglobulin G Subkl. 2	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Nephelometrie	SA-04413 Plasmaproteine am BNII, Version 2	BN II	x		13.12.2021

Immunglobulin G Subkl. 3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Nephelometrie	SA-04413 Plasmaproteine am BNII, Version 2	BN II	x		13.12.2021
Immunglobulin G Subkl. 4	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Nephelometrie	SA-04413 Plasmaproteine am BNII, Version 2	BN II	x		13.12.2021
Immunglobulin-M	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Nephelometrie	SA-04413 Plasmaproteine am BNII, Version 3	BN II	x		30.10.2019
Kappa-Leichtketten	Urin	Nephelometrie	SA-06343 Leichtkettenanalysen am BN2, Version 1	BN II	x		16.08.2022
Kappa-Leichtketten, frei	Serum	Nephelometrie	SA-06343 Leichtkettenanalysen am BN2, Version 1	BN II	x		13.12.2021
C1q	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunologischer Trübungstest	SA-07226 Calprotectin und C1q am BN II, Version 1	BN II	x		19.08.2022
Komplement C3c	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunologischer Trübungstest	SA-06071 Komplement C3 am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		24.01.2020
Komplement C4	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Immunologischer Trübungstest	SA-06072 C4 am Cobas 8000, Version 3	Cobas 8000	x		24.01.2020
Lambda-Leichtketten	Urin	Nephelometrie	SA-06343 Leichtkettenanalysen am BN2, Version 1	BN II	x		16.08.2022
Lambda-Leichtketten, frei	Serum	Nephelometrie	SA-06343 Leichtkettenanalysen am BN2, Version 1	BN II	x		13.12.2021

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie)**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-Verfahren	In-Haus-Verfahren	
IgA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor, Punktat	Turbidimetrie	SA-05505 IGA, IGG, IGM, CRP und RF am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		02.01.2020
IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor, Punktat, Urin	Turbidimetrie	SA-05505 IGA, IGG, IGM, CRP und RF am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		
IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor, Punktat	Turbidimetrie	SA-05505 IGA, IGG, IGM, CRP und RF am Cobas 8000, Version 4	Cobas 8000	x		
Präalbumin	Serum	Turbidimetrie	SA-04413 Präalbumin, IGG1 und IGG2 am BN II, Version 2	Ainity-e BN II	x		10.01.2022

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Anti-Strept.-Hyaluronidase	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Enzymatischer Farbstest	SA-04551-Hyaluronidase, Version 3	manuell	x		
Candida albicans AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Hämagglutination	SA-04546 Candida albicans indirekter Hämagglutinations Assay, Version 5	manuell	x		
Candida-Antigen	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Latexagglutination	SA-04546 Indirekter Hämagglutinations Assay-Candida-albicans, Version 2	manuell	x		
Echinococcus-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Hämagglutination	SA-04540 Echinokokken Indirekter Hämagglutinations Assay, Version 3	manuell	x		
Treponema-pallidum (TPPA)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Partikelagglutination	SA-04605 Treponema-Pallidum-Partikel Agglutination, Version 3	manuell	x		
Anti-Staphylolysin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Latexagglutination	SA-04535 Antistaphylolysin, Version 4	manuell	x		

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Bordetella pertussis IgA-AK, IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	BEP Liaison XL	x		Feb 22
Borrelia IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Heparin	ELISA CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	BEP Liaison XL	x		01.11.2018
Borrelia IgG-AK, IgM-AK	Serum, Liquor	EIA ELISA	SA-04496 Borrelia Serum Liquor, Version 2	BEP	x		19.06.2019
Borrelia IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	LIA	SA-03557 Borrelia recomLine Mikrogen, Version 2	Blotter	x		19.06.2019
Brucellen IgG, IgA, IgM AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-04040 manuelle Tests von Virion (Echovirus, Aspergillus, RSV, Brucellen, Leptospiren), Version 3	BEP	x		
Chlamydia pneumoniae IgA-AK, IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04743 Virion Elisa (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis), Version 3	BEP	x		
Chlamydia trachomatis IgA-AK, IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04743 Virion Elisa (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis), Version 3	BEP	x		
Diphtherie AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04305 Virion Elisa (FSME, Helicobacter, Tetanus, Diphtherie, Yersinien, Mumps, Masern, Pertussis), Version 4	BEP	x		
Helicobacter pylori IgA-AK, IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04305 Virion Elisa (FSME, Helicobacter, Tetanus, Diphtherie, Yersinien, Mumps, Masern, Pertussis), Version 4	BEP	x		
Helicobacter pylori IgA-AK, IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA	SA-04685 Helicobacter recomLine Mikrogen, Version 4	Blotter	x		30.08.2018

Brucella	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04040 manuelle Tests von Virion (Echovirus, Aspergillus, RSV, Brucellen, Leptospiren), Version 3	BEP	x		19.06.2019
Campylobacter jejuni	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04562 Virion Elisa (Influenza A, Influenza B, Coxsackie, Adenovirus, Campylobacter, Parainfluenza), Version 3	BEP	x		19.06.2019
Leptospira	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04040 manuelle Tests von Virion (Echovirus, Aspergillus, RSV, Brucellen, Leptospiren), Version 3	BEP	x		
Mycoplasma pneumoniae IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04743 Virion Elisa (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis), Version 3	BEP	x		22.10.2019
Mycoplasma pneumoniae IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04743 Virion Elisa (Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydia trachomatis), Version 3	BEP	x		
Tetanus AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04305 Virion Elisa (FSME, Helicobacter, Tetanus, Diphterie, Yersinien, Mumps, Masern, Pertussis), Version 4	BEP	x		
Toxoplasmose, IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		20.12.2020
Toxoplasmose IgG AK	Liquor	ELISA	SA-04468 Liquor Diagnostik, Version 2	BEP	x		
Toxoplasmose Avidität	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		20.12.2020
Treponema pallidum	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		20.12.2020
Yersinien IgA-AK, IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-04305 Virion Elisa (FSME, Helicobacter, Tetanus, Diphterie, Yersinien, Mumps, Masern, Pertussis), Version 4	BEP	x		
Yersinien IgA-AK, IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA LIA	SA-04861 Yersinien, Epstein-Barr-Virus, Herpes-simplex-Virus und Hepatitis E recomLine Mikrogen, Version 2	Blotter	x		

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Toxoplasmose IgM, IgA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	IFT	SA-04361 Nachweis von Autoantikörpern Mittels Immunfluoreszenz, Version 3	Mikroskop	x	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (NIR-/IR-Spektrometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Helicobacter pylori (C13-Harnstoff Atemtest)	Atemluft	IR-Spektrometrie	SA-03435 Helicobacter pylori Infrarotspektrometrie, Version 4	IRIS DOC		x

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Adenovirus	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA	SA-4087 Virion Elisa (Influenza A, Influenza B, Coxsackie, Adenovirus, Campylobacter, Parainfluenza), Version 2	BEP	x		21.10.2019
Adenovirus	Stuhl	EIA	SA-05627 Stuhl-Ezymimmunoassay Rotaviren, Adenoviren, Version 3	DSX	x		06.07.2021
Anti-HAV IgG/IgM, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		24.02.2020
Anti-HBc IgG/IgM, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		24.02.2020
Anti-HBe	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		24.02.2020
Anti-HBs	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		24.02.2020
Anti-MCV	Serum	ELISA	SA-04459 Anti-MCV, Version 1	BEP	x		
CMV-IgM-2	Serum	ELISA	SA-04504 Medac Cytomegalie-Virus-IgM, Version 2	BEP	x		06.04.2022
CMV Aviditätstest	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		20.12.2020
CMV IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		20.12.2020
CMV-IgG-AK	Serum, Liquor	EIA	SA-04468 Liquor Diagnostik, Version 2	BEP	x		
CMV IgG + Avidität, CMV IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA	SA-06363 CMV IgG + Avidität, CMV IgM - recomLine Mikrogen, Version 1	Blotter	x		26.05.2015
Covid 19	Serum, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-06252 COVID19 am COBAS 8000, Version 2	Cobas	x		10.06.2020
Covid 19 Spike	Serum, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-06569 COVID19 Spike am Cobas 8000, Version 1	Cobas	x		22.02.2021
Coxsackievirus	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA	SA-04562 Virion Elisa (Influenza A, Influenza B, Coxsackie, Adenovirus, Campylobacter, Parainfluenza), Version 3	BEP	x		
EBV IgA-AK, IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA	SA-04861 Yersinien, Epstein-Barr-Virus, Herpes-simplex-Virus und Hepatitis E recomLine Mikrogen, Version 2	Blotter	x		
EBV-IgG-AK	Serum, Liquor	EIA	SA-04468 Liquor Diagnostik, Version 2	BEP	x		02.12.2016
EBV VCA IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		20.12.2020

EBV EBNA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		20.12.2020
FSME IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	EIA	SA-04305 Virion ELISA (FSME, Helicobacter, Tetanus, Diphtherie, Yersinien, Mumps, Masern, Pertussis), Version 4	BEP	x		11.10.2019
HBeAg	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		24.02.2020
HBsAg	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		24.02.2020
HBsAg Bestätigungstest	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA CMIA	SA-06151 Hepatitis B Bestätigungstest, Version 2	Cobas Alinity i	x		20.12.2020
HCV AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA LIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6 SA-03552 HCV - recomLine Mikrogen, Version 4	Alinity Blotter, manuell	x		24.02.2020
HEV IgG-AK, IgM-AK	Serum, Heparin-Plasma	ELISA	SA-06352 Hepatitis E	BEP	x		07.12.2020
HIV AK, HIV 1/2 AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		24.02.2020
HIV I AK, HIV II AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA	SA-03574 HIV - recom Line Mikrogen, Version 3	manuell	x		
HIV-p24	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA, LIA	SA-04137 Cobas-Immunologie, Version 1	Cobas; manuell	x		
HSV IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	LIAISON	x		
HSV IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	EIA	SA-04468 Liquor Diagnostik, Version 2	BEP	x		02.12.2016
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
HSV IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	LIAISON	x		
HSV IgG-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA	SA-04861 Yersinien, Epstein-Barr-Virus, Herpes-simplex-Virus und Hepatitis E recomLine Mikrogen, Version 2	Blotter	x		06.05.2013
Influenza A, Influenza B	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA	SA-04087 Virion Elisa (Influenza A, Influenza B, Coxsackie, Adenovirus, Campylobacter, Parainfluenza), Version 2	BEP	x		
Masern IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	EIA	SA-04305 Virion Elisa (FSME, Helicobacter, Tetanus, Diphtherie, Yersinien, Mumps, Masern, Pertussis), Version 4 SA-04468 Liquor Diagnostik, Version 2	BEP	x		02.12.2016
Mumps IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Liquor	EIA	SA-04305 Virion Elisa (FSME, Helicobacter, Tetanus, Diphtherie, Yersinien, Mumps, Masern, Pertussis), Version 4 SA-04468 Liquor Diagnostik, Version 2	BEP	x		02.12.2016
Parainfluenza	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA	SA-04562 Virion Elisa (Influenza A, Influenza B, Coxsackie, Adenovirus, Campylobacter, Parainfluenza), Version 3	BEP	x		22.02.2019
Parvovirus IgG Avidität, IgG	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA (Line-Immunoassay)	SA-03538 Parvovirus B19 IgG (Avidität) recomLine Mikrogen, Version 2	manuell, Dynablot	x		21.08.2012
Parvovirus IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	LIA (Line-Immunoassay)	SA-04363 Parvovirus B19 IgG (Avidität) recomLine Mikrogen, Version 1	manuell, Dynablot	x		
Parvovirus IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	LIAISON	x		
Rotaviren	Stuhl	EIA	SA-05627 Stuhl-Enzymimmunoassay Rotaviren, Adenoviren, Version 1	B5K	x		06.07.2021
Röteln IgG Avidität	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ELISA	SA-04029 Röteln IgG Avidität, Version 3	BEP	x		31.07.2014
Röteln IgG Blot	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Westernblot	SA-04857 Rubella IgG recomBlot, Version 4	Manuell	x		19.06.2019
Röteln IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA ELISA	SA-05252 Nova Tec Röteln IgM, Version 2	BEP	x		19.06.2019
Röteln IgG-AK	Serum, Liquor	EIA	SA-04468 Liquor Diagnostik, Version 2	BEP	x		
Röteln IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CMIA	SA-04082 Alinity i-Series, Version 6	Alinity i	x		24.02.2020
RSV (Respiratory syncytial Virus)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	EIA	SA-04040 manuelle Tests von Virion (Echovirus, Aspergillus, RSV, Brucellen, Leptospiren), Version 3	BEP	x		
VZV IgG-AK, IgM-AK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-04363 Liaison, Version 4	LIAISON	x		
VZV IgG-AK	Serum, Liquor	EIA	SA-04468 Liquor Diagnostik, Version 2	BEP	x		02.12.2016

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
ABO-Blutgruppen	EDTA-, Heparin-Blut	Hämagglutination (NEO)	SA-05241 Blutgruppe einschließlich Rhesusfaktor in Mikrotiterplatte am Neo, Version 1	NEO	x		23.10.2020
ABO-Blutgruppen, manuell	EDTA-, Heparin-Blut	Hämagglutination (Gelkarte)	SA-04506 ABO-Blutgruppe einschließlich Rhesus-Faktor in der Gelkarte, Version 2	Zentrifuge, manuell	x		
Antikörpersuchtest	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Festphasenimmunoassay	SA-04571 Antikörpersuchtest am Neo, Version 1	NEO	x		23.10.2020
Antikörpersuchtest, manuell	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Hämagglutination	SA-04703 Antikörpersuchtest auf Gelkarte, Version 1	Manuell	x		
AK-Differenzierung (Immunhämатologie)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Hämagglutination (Gelkarte)	SA-04704 Antikörperdifferenzierung und Titration auf Gelkarte, Version 1	Zentrifuge, manuell	x		

AK-Titerbestimmung	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	Hämagglutination	SA-04704 Antikörperdifferenzierung und Titration auf Gelkarte, Version 1	Zentrifuge, manuell	x	
Rhesusfaktor	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination(NEO)	SA-05241 Blutgruppe einschließlich Rhesusfaktor in Mikrotiterplatte am Neo, Version 1	NEO	x	
Rhesusfaktor, manuell	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination (Gelkarte)	SA-05786 Bestätigung des Rhesusfaktors, Version 1	Zentrifuge, manuell	x	
Rhesusformel	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination (NEO)	SA-04699 Rhesusformel und Kell-Antigen am Neo, Version 1	NEO	x	
Rhesusformel	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination(Gelkarte)	SA-06219 RhesusFormel einschließlich Kell in der Gelkarte, Version 1	Zentrifuge, manuell	x	
Direkter Coombstest DCT	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination	SA-04697 Direkter Coombstest, Version 2	Zentrifuge, manuell	x	
Serologische Verträglichkeitsprobe	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination	SA-04700 Serologische Verträglichkeitsprobe, - zur Zeit keine Analysen -	Zentrifuge, manuell	x	
Duffy-Antigen	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination	SA-04706 Antigenbestimmung auf Gelkarte, Version 2	Manuell	x	
Kidd-Antigene	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination	SA-04706 Antigenbestimmung auf Gelkarte, Version 2	Manuell	x	
Lewis-Antigen	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination	SA-04705 Antigenbestimmung im Röhrchen, Version 2	Manuell	x	
MNS-Antigene	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination	SA-04705 Antigenbestimmung im Röhrchen, Version 2	Manuell	x	
P1-Antigen	EDTA- , Heparin-Blut	Hämagglutination	SA-04705 Antigenbestimmung im Röhrchen, Version 2	Manuell	x	

23.10.2020

Standort Hannover

Untersuchungsgebiet: Klinische Chemie

Untersuchungsart:

Aggregometrie**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Thrombozytenfunktionstest	Citratblut	Aggregometrie	SA-00270 Thrombozytenfunktion, Version 1	PAP 4 Mölab, PAP 8 Mölab		x
TFT (Heparin-induzierte Thrombozytopenie)	Citratblut	Aggregometrie	SA-05519 Heparin induzierte Tombozytopenie (HIT) am AcuStar, Version 1	PAP 4 Mölab, PAP 8 Mölab		x

Untersuchungsart:

Chromatographie (Hochleistungsflüssigkeitschromatographie (HPLC))*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
HbA1c	EDTA-Blut	HPLC-UV	SA-03596 Variant II Turbo, Version 1	Variant II - Turbo	x	

Untersuchungsart:

Durchflussszytometrie (einschl. Partikeleigenschaftenbestimmungen)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Basophile	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	
Eosinophile	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	
Granulozyten	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	
Lymphozyten	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	
Monozyten	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	
Erythrozyten	EDTA-Blut, Punktat, Ascites, Dialysat, Pleura	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	
Hämoglobin	EDTA-Blut	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	
Leukozyten	EDTA-Blut, Punktat, Ascites, Dialysat, Pleura	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	
Thrombozyten	EDTA-Blut, Citratblut	Durchflussszytometrie	SA-03465 XN-9000, Version 1	XN 9000 / XN-550	x	

22.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

21.04.2022

04.05.2022

22.04.2022

05.05.2022

07.05.2022

Untersuchungsart:

Elektrochemischen Untersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Chlorid	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ISE	SA-05753 ISE am Cobas 8000 c 701, Version 1	Cobas c701	x	
Kalium	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ISE	SA-05753 ISE am Cobas 8000 c 701, Version 1	Cobas c701	x	
Natrium	Serum, EDTA- , Heparin-Plasma	ISE	SA-05753 ISE am Cobas 8000 c 701, Version 1	Cobas c701	x	

20.06.2019

17.06.2019

17.06.2019

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
ACTH	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05908 Cortisol und Peptidhormone ACTH PCT am Cobas 8000 e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	
AMH plus	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	

16.06.2022

17.06.2019

CA 125	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05658 Tumormarker Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
CA 15-3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05658 Tumormarker Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
CA19-9	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05658 Tumormarker Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
CEA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05658 Tumormarker Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Cortisol	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05908 Cortisol und Peptidhormone ACTH PCT am Cobas 8000 e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
DHEA-5	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801 Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Ferritin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-05911 Anämieparameter und Vitamin D25, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Fibrinogen Konzentration	Citratplasma	radiale Immundiffusion	SA-04405 Fibrinogen immunologisch, Version 1	Messprojektor Siemens	x		
Folsäure	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-05911 Anämieparameter und Vitamin D25, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Freies PSA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05658 Tumormarker Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
FSH	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801 Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
FT3	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05912 Schilddrüsenhormone PTH TRAK MAK am Cobas 8000 e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
FT4	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05912 Schilddrüsenhormone PTH TRAK MAK am Cobas 8000 e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2022
HBS	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05642 Hepatitisserologie am Cobas e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		
HCG + Beta (Tumormarker)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
HCG (Schwangerschaftsnachweis)	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05658 Tumormarker Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		
I PTH	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05912 Schilddrüsenhormone PTH TRAK MAK am Cobas 8000 e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
LH	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Östradiol E2	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Progesteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Protein Z	Citratplasma	ELISA	SA-05478 Protein Z, Version 2	Tecan Sunrise	x		
Prolactin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
PSA	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05658 Tumormarker Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
SHBG	Serum	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Testosteron	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05659 Fertilitätshormone Cobas e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
TRAK	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05912 Schilddrüsenhormone PTH TRAK MAK am Cobas 8000 e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Troponin T	Serum, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05898 Troponin am Cobas 8000 e 801, Version 2	Cobas 8000 e801	x		31.01.2022
TSH	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05912 Schilddrüsenhormone PTH TRAK MAK am Cobas 8000 e 801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Vitamin B12	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05911 Anämieparameter und Vitamin D25, Version 1	Cobas 8000 e801	x		07.06.2022
v. Willebrandt FCBA	Citratplasma	ELISA CLIA	SA-05356 CBA - Kollagenbindungsfähigkeit Willebrand Faktors am Acustar, Version 1	Tecan Sunrise Acustar	x		
Faktor 8 Antigen	Citratplasma	ELISA	SA-04366 Faktor VIII Antigen, Version 1	Tecan Sunrise	x		
PCT	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05908 Cortisol und Peptidhormone ACTH PCT am Cobas 8000 e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019
Protein S Gesamt	Citratplasma	ELISA	SA-05490 Protein S gesamt, Version 2	Tecan Sunrise	x		
Protein C AG	Citratplasma	ELFA	SA-04708 Protein C-Antigen, Version 1	VIDAS	x		
25 OH Vitamin D	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-03619 Anämieparameter und Vitamin D25, Version 1	Cobas 8000 e801	x		17.06.2019

Untersuchungsart:

Mikroskopie**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Basophile	EDTA-Blut, Blutausstrich	Mikroskopie nach Färbung	SA-03650 Differentialblutbild manuell, Version 1 SA-03506 Di-60 Automated Digital Cell Morphology Analyzer, Version 1	Mikroskop Sysmex DI 60	x	
Eosinophile	EDTA-Blut, Blutausstrich	Mikroskopie nach Färbung	SA-03650 Differentialblutbild manuell, Version 1 SA-03506 Di-60 Automated Digital Cell Morphology Analyzer, Version 1	Mikroskop Sysmex DI 60	x	
Lymphozyten	EDTA-Blut, Blutausstrich	Mikroskopie nach Färbung	SA-03650 Differentialblutbild manuell, Version 1 SA-03506 Di-60 Automated Digital Cell Morphology Analyzer, Version 1	Mikroskop Sysmex DI 60	x	

Monozyten	EDTA-Blut, Blutausschlag	Mikroskopie nach Färbung	SA-03650 Differentialblutbild manuell, Version 1 SA-03506 Di-60 Automated Digital Cell Morphology Analyzer, Version 1	Mikroskop Sysmex DI 60	x	
Segmentkernige	EDTA-Blut, Blutausschlag	Mikroskopie nach Färbung	SA-03650 Differentialblutbild manuell, Version 1 SA-03506 Di-60 Automated Digital Cell Morphology Analyzer, Version 1	Mikroskop Sysmex DI 60	x	
Stabkernige	EDTA-Blut, Blutausschlag	Mikroskopie nach Färbung	SA-03650 Differentialblutbild manuell, Version 1 SA-03506 Di-60 Automated Digital Cell Morphology Analyzer, Version 1	Mikroskop Sysmex DI 60	x	
Fragmentozyten	EDTA-Blut, Blutausschlag	Mikroskopie nach Färbung	SA-03650 Differentialblutbild manuell, Version 1 SA-03506 Di-60 Automated Digital Cell Morphology Analyzer, Version 1	Mikroskop Sysmex DI 60	x	

Untersuchungsart:

Sedimentationsuntersuchungen*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
BSG	EDTA-Blut	Sedimentationsuntersuchung	SA-03603 Alifax, Version 1	Alifax	x	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Nephelometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Fibrinogen	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05914 Gerinnungsparameter am Atellica COAG 360, Version 1	BCS XP Siemens, Atellica Coag/360	x	
PTT	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05914 Gerinnungsparameter am Atellica COAG 360, Version 1	BCS XP Siemens, Atellica Coag/360	x	
Quick	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05914 Gerinnungsparameter am Atellica COAG 360, Version 1	BCS XP Siemens, Atellica Coag/360	x	
AT 3	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05914 Gerinnungsparameter am Atellica COAG 360, Version 1	BCS XP Siemens, Atellica Coag/360	x	
Thrombinzeit	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05914 Gerinnungsparameter am Atellica COAG 360, Version 1	BCS XP Siemens, Atellica Coag/360	x	
INR	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05914 Gerinnungsparameter am Atellica COAG 360, Version 1	BCS XP Siemens, Atellica Coag/360	x	
aPC Resistenz	Citratplasma	Nephelometrie	SA-04410 APC-Resistenz, Protein C und Protein S am ACL TOP 700, Version 1	ACL TOP	x	
Faktor II, V, VII, X	Citratplasma	Nephelometrie	SA-04421 Faktor II, V, VII, X am ACL TOP 700, Version 1	ACL TOP	x	
Faktor VIII, IX, XI, XII	Citratplasma	Nephelometrie	SA-04365 Faktor VIII am ACL TOP 700, Version 1 SA-04675 Faktor IX und XI am ACL TOP 700, Version 1 SA-04354 Faktor XII am ACL TOP 700, Version 1	ACL TOP	x	
Lupus-Inhibitor	Citratplasma	Nephelometrie	SA-04344 Ausverdünnen von Einzelfaktoren bei starkem Lupusantikoagulant, Version 1	ACL TOP	x	
Plasmatauschversuch	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05508 Plasmatauschversuch am ACL TOP, Version 1	ACL TOP	x	
Plasminogen	Citratplasma	Nephelometrie	SA-05487 Plasminogen, Version 1	ACL TOP	x	
Reptilasezeit	Citratplasma	Nephelometrie	SA-04471 Reptilasezeit am BCSXP für die DRK, Version 2	BCS XP Siemens	x	

Untersuchungsart:

Spektrometrie (UV-/VIS-Photometrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Alkalische Phosphatase	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	Cobas 8000 c 701	x	
Albumin	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	Cobas 8000 c 701	x	
Amylase	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
Alpha 2-Antiplasmin	Citratplasma	Photometrie	Alpha 2-Antiplasmin	BCS XP	x	
Bilirubin direkt	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
Bilirubin gesamt	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
Calcium	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
Cholesterin	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
Cholesterin-HDL	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
Cholesterin-LDL	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
Cholinesterase	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
C1-Esteraseinhibitor, Aktivität	Citratplasma	Photometrie	SA-04194 C 1 Esterase Inhibitor, Version 2	BCS DADE	x	
CK	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
CK-MB	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AUS812	x	
Eisen	Serum, EDTA-, Heparin Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AUS800 Cobas 8000 c	x	
Faktor XIII	Citratplasma	Photometrie	SA-04383 Faktor XIII am BCSXP, Version 2	BCS DADE	x	

Gesamteiweiß	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		17.06.2019
GGT	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		20.06.2019
Glucose	Serum, Na-F-Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		17.06.2019
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
GOT	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		20.06.2019
GPT	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		
Harnsäure	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		17.06.2019
Harnstoff	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		20.06.2019
Heparin	Citratplasma	Photometrie	SA-03968 Anti-Fxa - und Dabigatran-Bestimmung am ACL TOP 300, Version 1	ACL Top 300	x		
Kreatinin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma, Urin	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		12.06.2019
LDH	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		20.06.2019
Lipase	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		20.06.2019
Magnesium	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05752 Enzyme am Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		20.06.2019
Protein C - Aktivität	Citratplasma	Photometrie	SA-04410 APC-Resistenz, Protein C und Protein S am ACL TOP 700, Version 1	BCS-DADE ACL Top 700	x		
Phosphor, anorganische	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05729 Substrate am Cobas c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		17.06.2019
Triglyceride	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Photometrie	SA-05662 Lipide Cobas 8000 c 701, Version 1	AU2700/AU5800 Cobas 8000 c 701, Version 1	x		20.06.2019

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
C-reaktives Protein	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05754 Proteine am Cobas 8000 c 701, Version 1	Cobas 8000 c 701	x		
Haptoglobin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05754 Proteine am Cobas 8000 c 701, Version 1	Cobas 8000 c 701	x		20.06.2019
Transferrin	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05754 Proteine am Cobas 8000 c 701, Version 1	Cobas 8000 c 701	x		20.06.2019
D-Dimer	Citratplasma	Turbidimetrie	SA-03957 Gerinnungsparameter am BCS-XP, Version 1	BCS-XP	x		
v-WF-Ristocetin-Cofaktor	Citratplasma	Turbidimetrie	SA-00225 von Willebrand Diagnostik am BCS-XP, Version 1	BCS-XP	x		
AT-III-Antigen	Citratplasma	Turbidimetrie	SA-03957 Gerinnungsparameter am BCS-XP, Version 1	ACL Top 300	x		
v-Willebrand-Faktor-Aktivität / Antigen	Citratplasma	Turbidimetrie	SA-00225 von Willebrand Diagnostik am BCS-XP, Version 1	BCS-XP	x		

Untersuchungsgebiet: Transfusionsmedizin

Untersuchungsart:

Agglutinationsteste*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Antikörpersuchtest	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Hämagglutination	SA-03651 Manuelle Bestimmung der Blutgruppen, Version 1	Zentrifuge, manuell	x		

Untersuchungsgebiet: Immunologie

Untersuchungsart:

Spektrometrie (Turbidimetrie)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
IgA, IgG, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	Turbidimetrie	SA-05754 Proteine am Cobas 8000 c 701, Version 1	Cobas 8000 c 701	x		17.06.2019

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
AK gegen PF4/ Heparin-Komplex	Serum, Citratplasma	EIA	SA-05519 Heparin induzierte Thrombozytopenie (HIT) am AcuStar, Version 1	Tecan Sunrise	x		
A-TPO	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05912 Schilddrüsenhormone PTH TRAK MAK am Cobas 8000 e 801, Version 1	Cobas	x		17.06.2019

Untersuchungsgebiet: Mikrobiologie

Untersuchungsart:

Mikroskopie*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Plasmodium spec. (Malaria)	EDTA-Blut, Blutausstrich	Helldfeldmikroskopisch	SA-03592 Malariaschnelltest, Version 1	Mikroskop	x	

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Toxoplasma IgG, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-03638 Infektionsserologie am Cobas 8000 e602, Version 1	Cobas	x	
Treponema pallidum	Serum	ECLIA	SA-06152 Syphilis am Cobas 8000 e801, Version 1	Cobas	x	

05.08.2019

17.02.2020

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Neisseria gonorrhoeae	Genital-Abstrich, Urin	real time PCR	SA-02983 Nachweis von Chlamydien und Neisserien mittels PCR, Version 1	cobas 4800 system (Roche)	x	
Chlamydia trachomatis	Genital-Abstrich, Urin, Kniepunktat, Ejakulat	real time PCR	SA-02983 Nachweis von Chlamydien und Neisserien mittels PCR, Version 1	6800/8800 System (Roche) cobas 4800 system (Roche) 6800/8800 System (Roche)	x	

Untersuchungsgebiet: Virologie

Untersuchungsart:

Ligandenassays*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
AHbc, AHbC IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05642 Hepatitisserologie am Cobas e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	
AHBS	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05642 Hepatitisserologie am Cobas e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	
HBSAg	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05642 Hepatitisserologie am Cobas e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	
aHCV	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-05642 Hepatitisserologie am Cobas e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	
CMV IgG, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05642 Hepatitisserologie am Cobas e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	
Covid-19	Serum, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-06615 Anti-SARS-CoV-2, Version 1	Cobas	x	
HAV, HAV IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05642 Hepatitisserologie am Cobas e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	
HIV - complex	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-05642 Hepatitisserologie am Cobas e801, Version 1	Cobas 8000 e801	x	
Parvovirus IgG, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-03614 VZV und Parvo B19 am Liaison XL, Version 1	Liaison	x	
Röteln IgG, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	ECLIA	SA-03638 Infektionsserologie am Cobas 8000 e602, Version 1	Cobas 8000 e602	x	
VZV IgG, IgM	Serum, EDTA-, Heparin-Plasma	CLIA	SA-03614 VZV und Parvo B19 am Liaison XL, Version 1	Liaison	x	

05.08.2019

05.08.2019

05.08.2019

05.08.2019

05.08.2019

29.11.2022

05.08.2019

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)*

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
HPV high risk	Abstrich	real time PCR	SA-02984 Nachweis von HPV High Risk mittels PCR, Version 1	COBAS 6800 / 8800	x	
HCV Viruslast	EDTA-Plasma, Serum	real time PCR	SA-02798 HCV Quantifizierung, Version 1	COBAS 6800 / 8800	x	
HBV Viruslast	Serum, EDTA-Plasma	real time PCR	SA-02908 HBV Quantifizierung, Version 1	COBAS 6800 / 8800	x	
HIV Viruslast	EDTA-Plasma	real time PCR	SA-04665 HIV Quantifizierung, Version 1	COBAS 6800 / 8800	x	
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren
Coronavirus SARS-COV-2	Abstrich, respiratorische Materialien	real time PCR	SA-06248 Nachweis von nCoV SARS 2 mittels PCR	COBAS 6800 / 8800	x	
HSV	Abstrich	real time PCR	SA-03291 Nachweis von Herpes Simplex Virus HSV I + II, Version 1	COBAS 6800 / 8800	x	
			SA-06885 AmpFire HPV Screening 16/18/HR aus FFPE, Version 1		x	
HPV	FFPE-Gewebeprobe	Qualitative Real-Time-PCR		RotorGene Q MDx: Software kommerziell Version 2.1.1.1		

21.01.2011

26.05.2015

26.05.2015

22.06.2015

20.04.2020

29.09.2014

20.02.2022

Helicobacter pylori	FFPE-Gewebeprobe	Qualitative Real-Time-PCR	SA-07796 Nachweis Helicobacter pylori in Gewebebiopsien und Clarithromycin-Resistenztestung	RotorGene Q MDx; Software kommerziell Version 2.1.1.1	X	folgt
---------------------	------------------	---------------------------	---	---	---	-------

Untersuchungsgebiet: Humangenetik (Molekulare Humangenetik)

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Amplifikationsverfahren)**

Indikation und Analyt (Gen/e, Variante/n)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
Alpha1-Antitrypsin Mangel (SERPINA1-Gen; PPIS und PIZ-Allel)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, RFLP, Gelelektrophorese	SA-02987 Nachweis des PI*S und PI*Z Allels im SERPINA1 -Gen bei Alpha1-Antitrypsin-Mangel AAT -Mangel, Version 4	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	01.02.2009/ aktualisiert 01.03.2015
Alpha1-Antitrypsin Mangel (SERPINA1-Gen; PPIS und PIZ-Allel)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-02987 Nachweis des PI*S und PI*Z Allels im SERPINA1 -Gen bei Alpha1-Antitrypsin-Mangel AAT -Mangel, Version 4	LightCycler® (Roche)	X		17.10.2022
ApoA1 (Intron 4)/C3 (3'-UTR)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, RFLP, Gelelektrophorese	SA-03294 Nachweis von Mutationen in den Genen APOA1 und APOC3 Gen, Version 3	Thermocycler, Sequencer		x	10.11.2015
Azoospermiefaktor	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Multiplex-PCR, Gelelektrophorese	SA-02990 Nachweis des Azoospermiefaktors, Version 2	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	1999/ erweitertes Panel 10.02.2019
Chorea Huntington (HTT-Gen)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Fragmentlängenbestimmung, Kapillarelektrophorese	SA-04217 Nachweis des CAG-Repeat im Exon 1 des HTT -Gens (Morbus Huntington), Version 3	Thermocycler, Sequencer	x		26.02.2018
Connexin 30 (GJB6-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Multiplex-PCR	SA-02909 Nachweis von Mutation im Connexin 26 Gen, Version 2	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	01.02.2004/ aktualisiert 15.08.2016
DMPK/DM1	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Fragmentlängenbestimmung, Kapillarelektrophorese	SA-06439 Nachweis der DM1 mittels DMPK -Repeatanalyse, Version 1	Thermocycler, Sequencer			19.01.2021
Faktor V-Leiden (p.Arg506Gln), Prothrombin-Genotyp (c.20210G>A)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, RFLP, Gelelektrophorese	SA-02805 Nachweis von Mutationen im FAK V Leiden und Fak II G20210A Gen, Version 3	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	20.06.1905
Faktor V-Leiden (p.Arg506Gln), Prothrombin-Genotyp (c.20210G>A)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-02805 Nachweis von Mutationen im FAK V Leiden und Fak II G20210A Gen, Version 3	LightCycler® (Roche)	x		07.09.2018
Fetaler Rhesus-Faktor (RhD-Genotypisierung)	Fruchtwasser	Multiplex-PCR, Gelelektrophorese	SA-02991 Nachweis des Fetalen Rhesusfaktors, Version 1	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	23.06.2005
fetaler Rhesus-Faktor (RhD-NIPT) durch Untersuchung der zellfreien, fetalen DNA aus mütterlichem Blut	Plasma nach Zentrifugation von eingesendeten EDTA-Proben	Qualitative Real-Time-PCR	SA-06662 Bestimmung des fetalen Rhesus-Faktors durch Untersuchung der zellfreien, fetalen DNA aus mütterlichem Blut, Version 1	Quantstudio Real-Time PCR Software v.1.7.1	x		30.06.2021
Fragiles X-Syndrom (FMR1-Gen)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Fragmentlängenbestimmung, Kapillarelektrophorese	SA-05138 Nachweis des FRAXA-Syndroms mittels FMR1-Repeatanalyse, Version 1	Thermocycler, Sequencer	x		29.03.2019
Hämochromatose: HFE-Gen: C282Y, H63D,	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, RFLP, Gelelektrophorese	SA-02995 Nachweis von Mutationen im C282Y H63D Gen, Version 3	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	2000/10.05.2015
Hämochromatose: HFE-Gen: C282Y, H63D	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-02995 Nachweis von Mutationen im C282Y H63D Gen, Version 3	LightCycler® (Roche)	x		12.07.2021
HLA B27	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	allelspezifische PCR, Gelelektrophorese	SA-02914 Nachweis von Mutationen im HLA B27 Gen, Version 3	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	23.06.1905
HLA B27	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-02914 Nachweis von Mutationen im HLA B27 Gen, Version 3	LightCycler® (Roche)	x		12.07.2021
JAK2-Genmutation (V617F)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	allelspezifische PCR, Gelelektrophorese	SA-02986 Nachweis der V617F Mutation im JAK2 Gen, Version 2	Thermocycler, Sequencer		x	2006/ Aktualisiert 12.07.2016
Lactase-Genmutation (LCT-Gen: T/C (13910) Polymorphismus)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-02988 Nachweis des T C 13910 Polymorphismus im Lactase Gen, Version 2	LightCycler® (Roche)	x		01.12.2004/ aktualisiert 18.07.2016/26.11.18
MTHFR-Genotyp (c.677C>T; rs1801133)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, RFLP, Gelelektrophorese	Nachweis der Mutationen 677C>T und 1298A>C im MTHFR -Gen, Version 4	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	21.06.1905
MTHFR-Genotyp (c.677C>T; rs1801133)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	Nachweis der Mutationen 677C>T und 1298A>C im MTHFR -Gen, Version 4	LightCycler® (Roche)	X		17.10.2022
Plasminogen-Aktivator-Inhibitor; Promotorregion, PAI1G-Genotyp 4G/5G-Polymorphismus	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer		x	02.04.2004
Nachweis des PAI-1 4G/5G Polymorphismus im Serpin1-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-04025 Nachweis von Mutationen im PAI1 -Gen, Version 4	LightCycler® (Roche)	X		17.10.2022
Prader-Willi-/ Angelman-Syndrom (SNRPN-Gen; Exon 1)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	Methylierungsspezifische PCR, Gelelektrophorese	SA-02911 Nachweis des Prader Willi Angelmann Syndroms, Version 3	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	01.12.2007/ aktualisiert 11.08.2015
Pränataler Schnelltest auf Chromosomen 13, 18, 21	Fruchtwasser	Mikrosatelliten-PCR, Kapillarelektrophorese	SA-02992 Pränataler Schnelltest mittels Mikrosatellitenanalyse, Version 1	Thermocycler, Sequencer		x	22.06.2005
TPMT-Genotyp (rs1800460; rs1142345; rs1800462)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, RFLP, Gelelektrophorese	SA-02994 Nachweis von Mutation im TPMT Gen, Version 2	Thermocycler, Elpho-Kammer		x	2003/ aktualisiert 28.05.2015
Spinocerebelläre Ataxien Typ1-8 ATXN1-8	EDTA-Blut	PCR, Fragmentlängenbestimmung, Kapillarelektrophorese	SA-06870 Nachweis von Repeat-Expansionen in ATXN1, ATXN2 ATXN3 CACNA1A ATXN7 ATXN8OS und ATXN8 mittels ADELL GENE SCAs AD-SCA-16 Kit BDR, Version 1	Thermocycler, Sequencer	X		25.01.2022

Spinocerebelläre Ataxien Erweiterungsdiagnostik ATXN1 Ausschluss von CAT-Unterbrechungen	EDTA-Blut	PCR, RFLP, Gelelektrophorese	SA-07438 Nachweis von CAT -Unterbrechungen im CAG-Repeat des ATXN1 -Gens mittels RFLP-Analyse, Version 1	Thermocycler, Elpho-Kammer		X	27.09.2022
Spinocerebelläre Ataxien Erweiterungsdiagnostik ATXN2, ATXN7	EDTA-Blut	PCR, Fragmentlängenbestimmung, Kapillarelektrophorese	SA-06797 Qualitativer Nachweis von Repeat-Expansionen in ATXN2 und ATXN7 mittels Triplet-primed-PCR Version 1	Thermocycler, Sequencer		X	07.12.2021
11-beta-Hydroxylase (CYP11B1-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.10.2003
CYP21A2-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	22.06.2005
ACAN	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	25.04.2022
ACTA2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.08.2015
AIRE-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	18.05.2015
ApoB-Genotyp (rs144467873; rs5742904; rs12713559)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.01.2007
ApoE-Genotyp (rs429358; rs7412)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.07.2005
Androgenrezeptor (AR-Gen)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	03.09.2019 aktualisiert
ARL2BP	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	19.05.2022
ATL1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.09.2019 aktualisiert
ATP7B	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	10.06.2015
BMP15-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	2006/2007
BRAF-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.03.2015
BRCA	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	Überarbeitet 20.11.2017
CaSR-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	04.08.2016
CDH1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	26.05.2021
CFTR-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	Überarbeitet 20.11.2017
CHEK2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	Überarbeitet 20.11.2017
COL1A1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	02.02.2015
COL1A2-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.03.2015
CPT2-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	17.02.2015
CRTAP-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.04.2015
CYP17A1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	18.06.2015
CYP19A1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	15.04.2015

DHCR7H	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	15.08.2016
FBN1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	19.02.2015
FGD1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	10.11.2015
FGFR3-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	06.02.2015
FOXG1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.10.2017
GH1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	13.03.2015
GHR-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	11.06.2015
GJB2-Genanalyse (Connexin 26 Exon 2)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.08.2003
GLA-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	21.12.2016
GNRH1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	25.09.2015
GNRHR-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	06.02.2015
GP1A-Genotyp (c.807 C/T)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	07.02.2007
HBB-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	25.07.2017
HESX1-Gen (CPHD5)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	09.12.2015
HFE-Genuntersuchung	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.09.2015
HNPCC (MLH1-Genanalyse/ MSH2-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	28.06.2005
HRAS-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.01.2016
HSD3B2-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	08.09.2004
IGF1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	05.10.2015
IGF1R-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	12.03.2015
IGFALS-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	14.04.2015
Interleukin-28B-Genotyp (rs 12979860)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.03.2010
ITPA-Genotyp (rs 1127354; rs7270101)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	15.03.2012
Kallmann 1 (KAL1-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	21.02.2015
Kallmann 2 (FGFR1-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	16.01.2015
Kallmann 3 (PROKR2-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	19.01.2016

Kallmann 4 (PROK2-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	26.01.2015
Kallmann 5 (CHD7-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	16.03.2015
Kallmann 6 (FGF8-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	17.06.2015
KCNJ11-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	19.08.2015
KISS1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	08.05.2015
KISS1R-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	04.05.2015
KRAS-Genanalyse (Codon 12 und 13; G12A, G12C, G12D, G12R, G12S, G12V, G13D)	LiquidBiopsy (ctDNA aus Plasma)	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	19.02.2015
KSR2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	17.02.2022
L1CAM-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	26.03.2015
LHCGR-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	26.03.2015
MC4R	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	15.11.2014
MCTP2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	15.03.2022
MEPV-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	02.06.2009
MEN1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.09.2015
Meulengracht- (Gilbert)-Syndrom UGT1A1-Gen, TA-Repeat im Promotorbereich	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.01.2006
MODY1 (HNF4A-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.08.2015
MODY10 (INS-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	21.08.2015
MODY2 (GCK-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.08.2004/ neu 31.08.2015
MODY3 (HNF1A-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.01.2010/ neu 31.08.2015
MODY4 (PDX1-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.08.2015
MODY5 (HNF1B-Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	21.08.2015
MODY6 (NEUROD1Genanalyse)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	21.08.2015
NF1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	16.02.2015
NOD2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	21.07.2022
NOTCH3-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	18.11.2016
NRSA1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	19.03.2015

NSD1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	24.03.2015
PALB2-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	05.01.2015
PCSK9-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.02.2016
PMS2-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	10.06.2016
PNPLA3	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	02.05.2022
Faktor XIII-Gen; Polymorphismus Val34Leu	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	28.07.2017
POLR3C	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	21.07.2022
POU1F1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	19.06.2015
PROP1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	16.06.2015
Protein C-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	2009/2010
Protein S-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.04.2010
PRSS1-Genanalyse (Exon 2, 3)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.07.2005
PTEN	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.01.2016
PTPN11-Genanalyse (bei Noonan-Syndrom)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.04.2007
RABL3	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	23.11.2021
RAD51C	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.12.2011
RAD51D	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.12.2014
RAF1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	17.02.2015
RET-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.06.2016
RIT1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	29.04.2016
RMRP	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	19.04.2021
RNU4ATAC	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	09.12.2021
SBDS	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	20.04.2022
SDHA	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	21.07.2022
SDHB-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.02.2015
SDHC-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.03.2015

SDHD-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	19.02.2015
SHOX-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	23.11.2010
SLC26A4-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	10.04.2015
SLCO1B1-Genotyp (c.521 T/C; rs4149056)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.01.2015
SOS1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	20.05.2015
SOX9-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.07.2018
SPAST-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	15.06.2016
SPINK1-Genanalyse (Exon3)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	03.07.2005
SPRED1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.09.2011
SRD5A2-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	08.05.2015
SRY-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	23.06.2015
STAT5B-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	25.09.2015
STRC	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	11.10.2021
TAC3-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	21.12.2015
TACR3-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	21.12.2015
TEX11	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	11.03.2022
TGFB1-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	02.06.2015
TGFB2-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	02.06.2015
THRB-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	02.06.2015
TNXB	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	17.05.2021
TP53-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	29.01.2016
TSHR-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	01.09.2015
UGT1A1-Genotyp vor Irinotecan-Therapie *6 und *28	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		X	01.09.2021
VHL-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	12.02.2015
VKORC1-Genotyp (rs9934438; rs9923231)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	PCR, Sanger-Sequenzierung	VA-00457 DNA Sequenzierung mittels PCR Cycle Sequencing, Version 4	Thermocycler, Sequencer; Software: Kommerziell Version 5.2.0		x	17.02.2015

NGS Panel allgemein (TWIST Exom V1)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	19.03.2021 + 18.10.2021
NGS Panel allgemein (TWIST Exom V2)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	10.10.2022
NGS TruSightOne - allgemein (Illumina TSO)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq + oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	20.03.2018
NGS Custom Panel (Version CP3x) allgemein (TWIST CP)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; CustomPanel (CP)	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	13.06.2022
CP0370 Coffin-Siris-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq + oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	20.03.2018
CP0370 Coffin-Siris-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; CustomPanel (CP)	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	13.06.2022

CP0370 Coffin-Siris-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	19.03.2021 + 18.10.2021
CP0370 Coffin-Siris-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	10.10.2022
GP0270 Gorlin-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq + oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	20.03.2018
GP0270 Gorlin-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	19.03.2021 + 18.10.2021
GP0270 Gorlin-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	10.10.2022
BP0201 - HBOC/Brustkrebs; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq + oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	20.03.2018

BP0201 - HBOC/Brustkrebs; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; CustomPanel (CP)	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	13.06.2022
BP0201 - HBOC/Brustkrebs; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	19.03.2021 + 18.10.2021
BP0201 - HBOC/Brustkrebs; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	10.10.2022
KP1010 - Kallmann; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq + oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	20.03.2018
KP1010 - Kallmann; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; CustomPanel (CP)	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	13.06.2022
KP1010 - Kallmann; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	19.03.2021 + 18.10.2021

KP1010 - Kallmann; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)ob5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	10.10.2022
HP0390 - Hypercholesterinämie; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq + oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)ob5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	20.03.2018
HP0390 - Hypercholesterinämie; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; CustomPanel (CP)	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)ob5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	13.06.2022
HP0390 - Hypercholesterinämie; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)ob5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	19.03.2021 + 18.10.2021
HP0390 - Hypercholesterinämie; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)ob5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	10.10.2022
DP0010 - Diabetes mellitus MODY; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; CustomPanel (CP)	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)ob5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	13.06.2022

DP0010 - Diabetes mellitus MODY; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	10.10.2022
NP5110 - Noonan-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; CustomPanel (CP)	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	13.06.2022
NP5110 - Noonan-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	19.03.2021 + 18.10.2021
NP5110 - Noonan-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	10.10.2022
RP0870 - Retinitis pigmentosa; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	20.03.2018
RP0870 - Retinitis pigmentosa; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	19.03.2021 + 18.10.2021

RP0870 - Retinitis pigmentosa; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	10.10.2022
SP9753 - Sphärozytose; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq + oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	20.03.2018
SP9753 - Sphärozytose; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	19.03.2021 + 18.10.2021
SP9753 - Sphärozytose; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	10.10.2022
SP0170 Stickler-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-Generation Sequencing (Illumina Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; TSO	SA-06017 NGS-Library-Präparation mittels Illumina Nextera Flex for Enrichment, Version 4	Thermocycler; NovaSeq + oder NextSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	20.03.2018
SP0170 Stickler-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 1.0	SA-06596 "NGS Library Präparation TWIST Exom", Version 3	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826	x	19.03.2021 + 18.10.2021

SP0170 Sticker-Syndrom; SNV- und CNV-Analyse (Core-/Core candidate und Erweitertes Panel)*	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Next-generation Sequencing (TWIST Enrichment Technologie); sequencing by synthesis; Exom 2.0	SA-07808 NGS Library Präparation mittels TWIST Library Preparation Enzymatic Fragmentation Kit 2.0, Version 1	Thermocycler; NovaSeq; Software kommerziell: SNV/CNV > Analyse durch varvis* (Limbus Biomedical Rostock), Identifier: P001 (01)4260755740026(8012)1.2 1.3(21)job5b66; Varianteninterpretation durch QCI Interpret Software (Qiagen) Build: 9.0.0.20220826		x	10.10.2022
AML Subpanel (ABL1, BCORL1, BRCC3, CREBBP, CBLB, CTCF, DDX41, ETKN1, FLT3, HRAS, JAK1, MYC, NF1, NPM1, NSD2, RUNX1, IDH1, ASXL1, KIT, NRAS, KRAS, KIT, GATA2, SF3B1, CBL, PPM1D, PTPN11, CEBA, DNMT3A, IDH2, EZH2, SH2B3, SRSF2, STAG2, WT1)	EDTA-Blut bzw. EDTA-Knochenmark, DNA aus Blut oder Knochenmark	Next-Generation Sequencing (Illumina Flex for Enrichment Technologie); sequencing by synthesis	SA-05989 Nachweis von Mutationen im Multigenpanel für akute myeloische Leukämie (AML), Version 2	Thermocycler, NextSeq; Software Kommerziell: SNV: FilterMutectCalls + GeneratedSV Candidates1.5.0; CNV Version 1.18.3; Interpretation: kommerziell Version 9.0.0.20220826		x	18.12.2019
Archer Fusionplex Lung cancer expanded Panel	FFPE-Gewebeproben	Amplicon-NGS-Panel mit „Anchored Multiplex PCR“- (AMP™) Technologie; Sequenzierung: Illumina „sequencing by synthesis“	SA-06660 Nachweis von somatischen Genfusionen mittels ArcherDx FusionPlex Lung cancer expanded-Panel, Version 1	Illumina Sequenzer; Software kommerziell Analysis 6.0 mit Panel Version: 18090 v1.1	Als IVD-Verfahren geplant (Zusammenarbeit mit Illumina)		13.07.2021
Chronisch myelomonozytäre Leukämie (ABL1, ASXL1, CBL, DNMT3A, ETKN1, EZH2, FLT3, IDH1, IDH2, JAK1, HRAS, KRAS, NPM1, NRAS, PHF6, PTPN11, RUNX1, SETBP1, SF3B1, SH2B3, SRSF2, TET2, U2AF1, ZRSR2)	EDTA-Blut bzw. EDTA-Knochenmark, DNA aus Blut oder Knochenmark	Next-Generation Sequencing (Illumina Flex for Enrichment Technologie); sequencing by synthesis	SA-06013 Nachweis von Mutationen im Multigenpanel für chronische myelomonozytäre Leukämie (CMML), Version 2	Thermocycler, NextSeq; Software Kommerziell: SNV: FilterMutectCalls + GeneratedSV Candidates1.5.0; CNV Version 1.18.3; Interpretation: kommerziell Version 9.0.0.20220826		x	18.12.2019
Lymphoplasmazyt. Lymphome/Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz (MYD88, CXCR4, ARID1A, KMT2D)	EDTA-Blut bzw. EDTA-Knochenmark, DNA aus Blut oder Knochenmark	Next-Generation Sequencing (Illumina Flex for Enrichment Technologie); sequencing by synthesis	SA-06025 Nachweis von Mutationen im Multigenpanel für lymphoplasmazyt. Lymphom = LPL/ Monoklonale Gammopathie unklarer Signifikanz = MGUS, Version 1	Thermocycler, NextSeq; Software Kommerziell: SNV: FilterMutectCalls + GeneratedSV Candidates1.5.0; CNV Version 1.18.3; Interpretation: kommerziell Version 9.0.0.20220826		x	18.12.2019
Multigenpanel für lymphatische Neoplasien (ABL1, ASXL1, ATM, ATRX, BCL2, BCOR, BCORL1, BIRC3, BRAF, BTK, CBL, CBLB, CBL, CD79B, CDKN2A, CEBPA, CREBBP, CXCR4, DDX3X, DDX41, DNMT3A, EP300, ETKN1, ETV6, EZH2, FBXW7, FLT3, FOXO1, GATA1, HRAS, IDH1, IDH2, IKZF1, JAK1, JAK2, JAK3, KDM6A, KIT, KLF2, KMT2A, KRAS, MAP2K1, MYC, MYD88, NOTCH1, NPM1, NRAS, NSD2, PAX5, PDGFRA, PHF6, PLCG2, PRPF8, PTEN, PTPN11, RUNX1, SF3B1, SH2B3, SMC1A, SMC3, SRSF2, STAG2, STAT3, STAT5B, TET2, TP53, U2AF1, WT1, XPO1)	EDTA-Blut bzw. EDTA-Knochenmark, DNA aus Blut oder Knochenmark	Next-Generation Sequencing (Illumina Flex for Enrichment Technologie); sequencing by synthesis	SA-06657 Nachweis von Mutationen im Multigenpanel für lymphatische Neoplasien, Version 3	Thermocycler, NextSeq; Software Kommerziell: SNV: FilterMutectCalls + GeneratedSV Candidates1.5.0; CNV Version 1.18.3; Interpretation: kommerziell Version 7.1.20210428		x	seit 2019
Multiple Myelome (KRAS, NRAS, BRAF, TP53)	EDTA-Blut bzw. EDTA-Knochen	Next-Generation Sequencing (Illumina Flex for Enrichment Technologie); sequencing by synthesis	SA-05985 Nachweis von Mutationen im Multigenpanel für multiple Myelome = MM (KRAS, NRAS, BRAF, TP53) Version 1	Thermocycler, NextSeq; Software Kommerziell: SNV: FilterMutectCalls + GeneratedSV Candidates1.5.0; CNV Version 1.18.3; Interpretation: kommerziell Version 9.0.0.20220826		x	18.12.2019
Myeloproliferative Neoplasien (JAK2, CALR, MPL)	EDTA-Blut bzw. EDTA-Knochen	Next-Generation Sequencing (Illumina Flex for Enrichment Technologie); sequencing by synthesis	SA-05983 Nachweis von Mutationen im Multigenpanel für myeloproliferative Neoplasie = MPN wie PMF, ET oder PV (JAK2, CALR, MPL) Version 2	Thermocycler, NextSeq; Software Kommerziell: SNV: FilterMutectCalls + GeneratedSV Candidates1.5.0; CNV Version 1.18.3; Interpretation: kommerziell Version 9.0.0.20220826		x	18.12.2019

Myelodysplastisches Syndrom (ABL1, ASXL1, BCOR, BCORL1, BRCC3, BTK, CBL, CREBBP, DNMT3A, ETKK1, EZH2, HRAS, IDH1, IDH2, JAK1, MYC, NRAS, NSD2, PPM1D, RUNX1, SF3B1, SH2B3, SMC1A, SMC3, SRSF2, STAG2, STAT3, TET2, TP53, U2AF1, ZRSR2)	EDTA-Blut bzw. EDTA-Knochenmark, DNA aus Blut oder Knochenmark	Next-Generation Sequencing (Illumina Flex for Enrichment Technologie); sequencing by synthesis	SA-05990 Nachweis von Mutationen im Multigenpanel für myelodysplastisches Syndrom (MDS), Version 2	Thermocycler, NextSeq; Software Kommerziell: SNV: FilterMutectCalls + GeneratedSV Candidates1.5.0; CNV Version 1.18.3; Interpretation: kommerziell Version		x	20.03.2018
NIPT-Screening Test für den Nachweis fetaler Aneuploidien	fetale DNA aus mütterlichem Blutplasma	VeriSeq NIPT Solution-Test, Illumina, sequencing by synthesis	SA-03186 NIPT-Screening Test für den Nachweis fetaler Aneuploidien V2.5, Version 4	Hamilton, Thermocycler, NextSeq	x		14.06.2018
Malignomassoziierte Chromosomenaberrationen	EDTA-Blut, DNA aus Blutplasma	PCR (digitale droplet PCR), sequencing by synthesis (digital karotyping)	SA-02478 Nachweis malignomassoziierte Chromosomenaberrationen, Version 2	Illumina NextSeq500/550		x	14.06.2018
Quantifizierung allogener DNA durch Kombination von 4 SNP der folgenden Liste (dbSNP: kgp3586059, GA002729, kgp2846187, kgp3469073, kgp5728993, kgp779610, kgp8186648, kgp9738136, rs2523860, kgp10934323, kgp12078903, kgp5942754, kgp7251638, kgp7882745, kgp88374, rs6436409, rs2072042, kgp12502655, rs11103106, rs10228737, rs13317873, rs10164176, rs251022, rs12096438, rs10734083, kgp187715, kgp5357482, kgp5971873, rs7072759, kgp5873854, kgp9771053, rs12064796, kgp1474040, rs4632826, rs1265094,	EDTA-Blut, DNA aus Blutplasma, Urin und Vollblut, DNA aus Gewebe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-02480 Quantifizierung allogener DNA mittels Real-Time-PCR, Version 2	Light Cycler 480 (Roche)		x	14.06.2018
Quantifizierung allogener DNA durch Kombination von 4 SNP der folgenden Liste (dbSNP: kgp3586059, GA002729, kgp2846187, kgp3469073, kgp5728993, kgp779610, kgp8186648, kgp9738136, rs2523860, kgp10934323, kgp12078903, kgp5942754, kgp7251638, kgp7882745, kgp88374, rs6436409, rs2072042, kgp12502655, rs11103106, rs10228737, rs13317873, rs10164176, rs251022, rs12096438, rs10734083, kgp187715, kgp5357482, kgp5971873, rs7072759, kgp5873854, kgp9771053, rs12064796, kgp1474040, rs4632826, rs1265094,	EDTA-Blut, DNA aus Blutplasma, Urin und Vollblut	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (droplet digital PCR)	SA-02482 Quantifizierung allogener DNA mittels droplet digital PCR, Version 2	QX200 (Bio-Rad)		x	20.03.2018
Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
BRAF-Genanalyse (V600E/E2/D/D2 und V600K/R/M)	FFPE-Gewebe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-05915 Nachweis von Hotspot-Mutationen BRAF-Gen zur Prognose und Therapieselektion, Version 1	Idylla	x		14.06.2018
EGFR (G719A/C/S (c.2156G>C; c.2155G>T; c.2154_2155delinsTT; c.2155G>A); Exon-19-Deletion (c.2238_2248delinsGC; c.2239_2248delinsC; c.2240_2248del; c.2239_2247del; c.2239_2251delinsC; c.2240_2251del; c.2235_2249del; c.2236_2250del; c.2239_2253del; c.2240_2254del; c.2238_2252del; c.2237_2251del; c.2235_2252delinsAAT; c.2237_2252delinsT; c.2234_2248del; c.2236_2253delinsCTA; c.2237_2253delinsTA; c.2235_2251delinsAG; c.2236_2253delinsCAA; c.2230_2249delinsGTCAA; c.2240_2257del; c.2237_2255delinsT; c.2239_2256del; c.2236_2253del; c.2239_2258delinsCA; c.2237_2254del; c.2238_2255del; c.2237_2257delinsTCT; c.2236_2255delinsAT; c.2236_2256delinsATC; c.2237_2256delinsTT; c.2237_2256delinsTC; c.2235_2255delinsGGT; c.2238_2258del; c.2236_2256del; c.2253_2276del); T790M (c.2369C>T); S768I (c.2303G>T); Exon-20-Insertionen (c.2310_2311insGGT; c.2307_2308insGCCAGCGTG; c.2309_2310delinsCCAGCGTGGAT; c.2311_2312insGCGTGGACA;	FFPE-Gewebe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-05918 Nachweis von Hotspot-Mutationen EGFR-Gen zur Prognose und Therapieselektion, Version 1	Idylla	x		

KRAS (p.Gly12Ala; p.Gly12Arg; p.Gly12Asp; p.Gly12Cys; p.Gly12Ser; p.Gly12Val; p.Gly13Asp; p.Ala59Glu; p.Ala59Gly; p.Ala59Thr; p.Gln61Arg; p.Gln61His; p.Gln61His; p.Gln61Leu; p.Gln61Lys; p.Lys117Asn; p.Lys117Asn; p.Ala146Pro; p.Ala146Thr; p.Ala146Val)	FFPE-Gewebe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-05916 Nachweis von Hotspot-Mutationen KRAS-Gen zur Prognose und Therapieselektion, Version 1	Idylla	x		14.06.2018
MSI	FFPE-Gewebe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-05920 Nachweis des MSI-Status, Version 1	Idylla	x		08.11.2017/ Umstellung Version 2 19.09.2019
NRAS (p.Gly12Ala; p.Gly12Asp; p.Gly12Cys; p.Gly12Ser; p.Gly12Val; p.Gly13Arg; p.Gly13Asp; p.Gly13Val; p.Ala59Thr; p.Gln61Arg; p.Gln61His; p.Gln61Leu; p.Gln61Lys; p.Lys117Asn; p.Ala146Thr; p.Ala146Val)	FFPE-Gewebe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (Real-time PCR)	SA-05917 Nachweis von Hotspot-Mutationen NRAS-Gen zur Prognose und Therapieselektion, Version 1	Idylla	x		14.06.2018
Therapieresistenz bei Behandlung mit Tyrosin-Kinase-Inhibitoren (EGFR-Gen, Variante: c.2369C>T (n. T790M))	EDTA-Blut, DNA aus Blutplasma, DNA aus Gewebe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (droplet digital PCR)	SA-02483 Nachweis der T790M-Variante des EGFR-Gens zur Bestimmung der Therapieresistenz bei Behandlung mit Tyrosin-Kinase-Inhibitoren, Version 2	QX200 (Bio-Rad)		x	22.07.2019
Prognose und Therapieselektion (KRAS-Gen p.G12R (c.34G>C), p.G12C (c.34G>T), p.G12S (c.34G>A), p.G12A (c.35G>C), p.G12D (c.35G>A), p.G12V (c.35G>T), p.G13D (c.38G>A))	EDTA-Blut, DNA aus Blutplasma, DNA aus Gewebe	Fluoreszenz-markierte Hybridisierungssonden (droplet digital PCR)	SA-02485 Nachweis von Hotspot-Mutationen im Codon 12 und 13 des KRAS-Gens zur Prognose und Therapieselektion, Version 2	QX200 (Bio-Rad)		x	05.04.2018

*: eine tagesaktuelle Übersicht über die jeweiligen Gene findet sich in der amedes genetics Datenbank

Untersuchungsart:

Molekularbiologische Untersuchungen (Hybridisierungsverfahren)**

Analyt (Meßgröße)	Untersuchungsmaterial (Matrix)	Untersuchungstechnik	Anweisung/ Version	Gerät	CE-IVD Verfahren	non-CE-IVD Verfahren	
BRCA 1/2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P002 und P045	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		10.06.2014
MECP2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P003	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		29.06.2010
PMS2Q	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P008	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		05.10.2016
SHOX	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P018	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		17.10.2019
WBS (Williams-Beuren-Syndrom; 7q11.23)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P029	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		27.04.2020
DMD-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P034 und P035	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		24.07.2018
ATM-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P041 und P042	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000			16.06.2017
SLC6A8	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P049	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		23.10.2020

TP53-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P056	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		23.08.2016
Subtelomerregionen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P070	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		02.06.2020
NOTCH3	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P071	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		24.07.2018
AR	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P074	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		13.07.2020
FOXG1-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P075	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		24.07.2018
CDH1-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P083	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		07.01.2017
CFTR	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P091	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		24.07.2014
ABCC6	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P092	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		18.05.2020
ATP7B	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P098	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		05.01.2017
STK11	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P101	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		26.02.2020
HBB-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P102	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		07.01.2017
MRX-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P106	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		17.10.2019
TSC1	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P124	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		27.01.2020
KRIT1, PDCD10	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P131	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		02.07.2021
SCN1A	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P137	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		21.01.2021

HBA-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P140	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		11.06.2021
EDS (TNXB + COL3A1)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P155	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		22.01.2020
BMPRI1A, PTEN, SMAD4	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P158	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		15.05.2020
GLA-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P159	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		05.01.2017
Waardenburg-Syndrom	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P186	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		25.03.2022
HPE-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P187	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		17.10.2019
CHEK2-Gen	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P190	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		24.07.2014
REEP1, SPG7 (HSP)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P213-B3	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		10.01.2020
GUCY2D, RDH12, RPGRIP1, CEP290	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P222	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000			10.02.2022
OPA1	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P229	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		06.01.2021
RHO, IMPDH1, RP1 und PRPF31	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P235	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		18.12.2020
DiGeorge (Catch 22)(22q11.2)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P250	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		27.03.2017
Aldolase B-Genanalyse	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P255	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		05.04.2018
PALB2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P260	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		05.01.2017
RADS1C	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P260	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		22.08.2016

RAD51D	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P260	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		22.08.2016
Human Telomere 9 (Telomer 1q, 2q, 3q, 4q)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P264	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		10.11.2020
CACNA1A	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P279-83	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		02.01.2020
SPG11	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P306	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		12.10.2020
COL5A1	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P331	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		02.01.2020
GBA	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P338	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		16.12.2020
PKD1	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P351	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		03.05.2021
MCPH1, ASPM, CDK5RAP2, CENPJ, STIL	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P355	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		19.07.2021
USH2A	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P361,362	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		27.08.2021
COL11A1	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P381 und P382	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		11.06.2021
DOCK8, STAT3	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P386	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		04.01.2021
LAMA2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P391 und P392	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		04.07.2022
GRIN2A, GRIN2B	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P410	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		02.07.2021
SLC3A1, SLC7A9, PREPL	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P426	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		10.12.2020
SDHA-MAX-TMEM127	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P429	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		20.01.2022

Familial MDS-AML	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P437	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		09.09.2020
HLADQ	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P438	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		22.08.2016
GALC	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P446	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		25.03.2022
DHCR7	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P457	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		15.12.2015
STRC, OTOA, CATSPER2	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P461	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		26.04.2021
CDC73	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P466	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		21.01.2021
ABCC8	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P117	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		04.12.2020
BARD1	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P489	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		10.09.2021
GUCY2, RDH12, RPGRIP1, CEP290	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MLPA, P222	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	x		10.02.2022
Prader-Willi/ Angelman-Syndrom (15q11)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MS-MLPA, ME028	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0	X		09.11.2020
BWS/SRS (11p15; H19, IGF2, KCNQ1, KCNQ1OT1 und CDKN1C)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MS-MLPA, ME030	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0	X		18.03.2021/09.07.21
TNDM, UPD6, SRS (UPD7), TS, KOS, UPD14 (TNDM);	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	MS-MLPA, ME032	SA-03168 MLPA-Abarbeitung allgemein, Version 5	Thermocycler, Sequenzer; Software kommerziell Version 5.2.0 oder v.140721.1958/140701.0000	X		18.03.2021/13.07.2021
BRAF -Gen (Codon 600: V600A (c.1799T>C), V600D (c.1799_1800TG>AT), V600E (c.1799T>A), V600E (c.1799_1800TG>AA), V600G (c.1799T>G), V600K (c.1798_1799GT>AA), V600M (c.1798G>A), V600R (c.1798_1799GT>AG) und Codon 601: K601E (c.1799G>A))	FNAB, FFPE, ctDNA aus Plasma	reverse Hybridisierung	SA-03016 Nachweis von Mutationen im BRAF-Gen mittels reverser Hybridisierung, Version 2	Thermocycler, Färbeautomat; Software kommerziell Version 2.13.2019.328	x		17.10.2019
CFTR (CFTRdel2,3 (21kb), IS07del (-ATC), F508del (-CTT), 1677delTA, 1717-1G>A, G542X, G551D, R553X, 2043delG, 2143delT, 2183AA>G, 2184delA, 2184insA, 2789+5G>A, R1158X, R1162X, 3659delC, 3905insT, W1282X, N1303K [Teststrip A]; E60X, G85E, 394delTT, E92X, E92K, R117H, 621+1G>T, 1078delT, R334W, I336K, R347H, R347P, A455E, 1898+1G>A, 3120+1G>A, 3272-26A>G, Y1092X, M1101K, 3849+10kbC>T, IVS8 5T/7T/9T [Teststrip B])	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	reverse Hybridisierung	SA-03005 Nachweis von Mutationen im CFTR-Gen mittels reverser Hybridisierung Version 2.0	Thermocycler, Färbeautomat; Software kommerziell Version 2.13.2019.328	x		18.11.2016

NRAS-Gen (Codon 12: G12A (c.35G>C), G12R (c.34G>C), G12D (c.35G>A), G12C (c.34G>T), G12S (c.34G>A), G12V (c.35G>T); Codon 13: G13R (c.37G>C), G13D (c.38G>A), G13C (c.37G>T), G13V (c.38G>T); Codon 59: A59D (c.176C>A), A59T (c.175G>A); Codon 60: G60R (c.178G>C), G60E (c.179G>A); Codon 61: Q61R (c.182A>G), Q61E (c.181C>G), Q61H (c.183A>C), Q61H (c.183A>T), Q61L (c.182A>T), Q61L (c.181C>A), Q61P (c.182A>C); Codon 146: A146T (c.436G>A))	FNAB, FFPE, ctDNA aus Plasma	reverse Hybridisierung	SA-03019 Nachweis von Mutationen im NRAS-Gen mittels reverser Hybridisierung, Version 2	Thermocycler, Färbeautomat; Software kommerziell Version 2.13.2019.328	x		10.06.2016
TMPT-Genotyp (rs1800460; rs1142345; rs1800462)	EDTA-Blut, DNA aus Blut, Mundschleimhautabstriche	reverse Hybridisierung	SA-06659 Nachweis von Mutationen im TPMT -Gen mittels Reverser Hybridisierung, Version 1	Thermocycler, Färbeautomat; Software kommerziell Version 2.13.2019.328	x		27.10.2020
CYP2D6-Gen (*5-Deletion und Duplikationen)	EDTA-Blut, DNA aus Trockenblutkarten, Mundschleimhautabstriche	real-Time-PCR	SA-06663 Nachweis von Deletionen Duplikationen im CYP2D6-Gen mittels real time-PCR-Assay	LightCycler	x		15.10.2020
PIK3CA Therascreen Assay (Exon 7: C420R; Exon 9: E542K, E545A, E545D [nur 1635G>T], E545G, E545K, Q546E, Q546R; Exon 20: H1047L, H1047B, H1047D)	FFPE-Gewebeprobe	Quantitative Real-Time-PCR mit Hydrolysesonden	SA-06661 PIK3CA-Analyse zur Klärung einer Alpelisib-Therapie bei Mammakarzinom mittels Therascreen Assay, Version 1	RotorGene Q MDx; Software kommerziell Version 2.1.1.1	x		13.07.2021
vergleichende Genomhybridisierung	EDTA-Blut, DNA aus Blut	Infinium Bead-CHIP-Technologie	SA-05991 Molekulare Karyotypisierung mittels SNP-Mikroarray, Version 2	Geräte des Infinium workflows, Illumina; NextSeq 550; Software Bluefuse Multi Version 4.5		x	01.03.2020
Karyomapping	DNA aus Trophektodermbiopsien EDTA-Blut, DNA aus Blut, Fruchtwasser / CVS / Abort	Infinium Bead-CHIP-Technologie	SA-04304 Präimplantationsdiagnostik (PID) für monogene Erkrankungen (Karyomapping) Version 3	Geräte des Infinium workflows, Illumina; NextSeq 550; Software Bluefuse Multi Version 4.5		x	01.11.2018